

# MAC 1100 / MAC 1200

## Gebrauchsanweisung

Version 1.1  
227 492 01 GA (d) Revision C



# marquette

---

*A GE Medical Systems Company*



<b>1 Verwendungszweck und Funktion</b>	<b>5</b>
<b>2 Anzeige- und Bedienungselemente</b>	<b>6</b>
<b>3 Inbetriebnahme und Funktionskontrolle</b>	<b>8</b>
3.1 Sicherheitshinweise	8
3.2 Einige Bemerkungen zur Stromversorgung	10
3.3 Aufstellen und Anschließen	11
3.4 Funktionskontrolle	11
3.5 Allgemeine Geräteeinstellungen	12
3.6 Anschließen von Zusatzgeräten	13
<b>4 Vorbereiten zur EKG-Aufnahme</b>	<b>14</b>
4.1 Anschließen der Patientenleitung	14
4.2 Anlegen der Elektroden	15
4.3 Eingeben der Patientendaten	19
<b>5 Registrieren in der Betriebsart „Automatik“</b>	<b>21</b>
5.1 Grundsätzliches	21
5.2 Registrieren	22
5.3 Die Memory-Funktion	25
5.4 Die Ausgabedokumente	27
5.5 EKG-Übertragung	29
5.6 Verschieben von Meßmarken / QT-Dispersion	35
<b>6 Registrieren in der Betriebsart „Manuell“</b>	<b>37</b>
6.1 Grundsätzliches	37
6.2 Registrieren	38
<b>7 Registrieren in der Betriebsart „Arrhythmie“</b>	<b>40</b>
7.1 Grundsätzliches	40
7.2 Registrieren	41
<b>8 Elektrokardiogramme von Schrittmacherpatienten / bei gleichzeitiger Defibrillation</b>	<b>44</b>
8.1 Elektrokardiogramme von Schrittmacherpatienten	44
8.2 Elektrokardiogramme bei gleichzeitiger Defibrillation	44
<b>9 Konfigurieren</b>	<b>45</b>
9.1 Grundsätzliches	45
9.2 Betriebsart „Automatik“	45
9.3 Betriebsart „Manuell“	47
9.4 Betriebsart „Arrhythmie“	48
9.5 Allgemeine Geräteeinstellungen	49
9.6 Kommunikation	50
9.7 Patientendaten	51
9.8 Optionsschlüssel (nur MAC 1200)	52
9.9 EKG-Übertragung mit Modem	52
9.10 Direkte EKG-Übertragung	53
<b>10 Einlegen des Registrierpapiers</b>	<b>54</b>
<b>11 Reinigen, Desinfizieren und Wartung</b>	<b>56</b>
<b>12 Störungen</b>	<b>58</b>
<b>13 Technische Beschreibung</b>	<b>60</b>
<b>14 Lieferübersicht</b>	<b>65</b>
<b>Anhang</b>	
Eingeben von Sonderzeichen	68
Konformitätserklärung	69
Stichwortverzeichnis	70

## Versions-Historie

Dieses Handbuch unterliegt dem Marquette Hellige-Änderungsdienst. Mit jeder Aktualisierung ändert sich der Änderungsindex (Buchstabe) hinter der Bestell-Nummer.


Best.-Nr./Index	Datum	Kommentar
227 492 01-A	01.02.1999	Erstausgabe
227 492 01-B	15.05.1999	ECO 062136
227 492 01-C	11.10.1999	ECO 062920

## Allgemeine Hinweise

- Das Produkt **MAC 1100 / MAC 1200** trägt die CE-Kennzeichnung

### CE-0366

gemäß der Richtlinie des Rates über Medizinprodukte 93/42/EWG und erfüllt die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I dieser Richtlinie. Es ist der Klasse IIa (MPG) zugeordnet.

- Die Störfestigkeitsanforderungen der Norm EN 60601-1-2 „Elektromagnetische Verträglichkeit - Medizinische elektrische Geräte“ werden erfüllt.
- Das Gerät ist funkentstört nach EN 55011 - Klasse B.
- Das Gerät ist nach IEC 60601 ausgeführt (Schutzklasse I).
- Die CE-Kennzeichnung schließt nur die in der Lieferübersicht aufgeführten Zubehörteile ein.
- Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Geräteversion 1.1 mit der Softwareversion 5.1
- Diese Gebrauchsanweisung gilt als Bestandteil des Gerätes. Sie ist jederzeit in der Nähe des Gerätes bereitzuhalten. Das genaue Beachten der Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die richtige Handhabung des Gerätes sowie die davon abhängige Sicherheit von Patient und Bedienenden. **Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung einmal vollständig durch, da Informationen, die mehrere Kapitel betreffen, nur einmal gegeben werden.**
- Das Zeichen  bedeutet: **Gebrauchsanweisung beachten**. Es dient als Hinweis auf besonders zu beachtende Belange bei der Anwendung des Gerätes.
- Die Druckschrift entspricht der Ausführung des Gerätes und dem Stand der zugrundegelegten sicherheitstechnischen Normen bei Drucklegung. Für darin angegebene Geräte, Schaltungen, Verfahren, Softwareprogramme und Namen sind alle Schutzrechte vorbehalten.
- Auf Anforderung stellt Marquette Hellige eine Service-Anleitung zur Verfügung.
- Das bei Marquette Hellige im gesamten Unternehmen angewandte Qualitätssicherungssystem entspricht den Normen DIN EN ISO 9001 und EN 46001.

- Die Sicherheitshinweise sind in dieser Gebrauchsanweisung wie folgt gekennzeichnet:

### Gefahr

***Macht auf eine unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam. Das Nichtbeachten führt zum Tod oder zu schwersten Verletzungen.***

### Warnung

***Macht auf eine Gefahr aufmerksam. Das Nichtbeachten kann zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führen.***

### Vorsicht

***Macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Das Nichtbeachten kann zu leichten Verletzungen und/oder zur Beschädigung des Produkts führen.***

- Für größtmögliche Patientensicherheit und Störfreiheit sowie zur Einhaltung der angegebenen Meßgenauigkeit empfehlen wir, nur Original-Marquette Hellige-Zubehör zu verwenden. Das Verwenden von Fremdzubehör liegt in der Verantwortung des Anwenders.
- Es bestehen keine Gewährleistungsansprüche für Schäden infolge Verwendung von ungeeignetem Fremdzubehör und -verbrauchsmaterial.
- Marquette Hellige betrachtet sich für die Geräte im Hinblick auf ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktion nur als verantwortlich, wenn:
  - Montage, Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen und Reparaturen durch Marquette Hellige oder durch eine von Marquette Hellige ausdrücklich hierfür ermächtigte Stelle ausgeführt werden,
  - das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

© Marquette Hellige GmbH 1999  
Postfach 600265  
D-79032 Freiburg  
Telefon (07 61) 45 43-0

# 1 Verwendungszweck und Funktion

**MAC 1100** und **MAC 1200** sind Elektrokardiographen mit folgenden Leistungen:

## **MAC 1100**

Elektrokardiograph mit Standardsoftware für die Betriebsarten

- Automatik (zur Aufnahme eines 10-Sekunden-Ruhe-EKG mit 12 Ableitungen) und
- Manuell (für die Registrierung von 6 Ableitungen in Echtzeit).

Auf dem Grafikdisplay werden 3 Ableitungen dargestellt.

Die in der Betriebsart „Automatik“ aufgenommenen Ruhe-EKGs können über die RS232-Schnittstelle an einen PC übertragen werden.

2 Gerätevarianten stehen zur Verfügung:

- Gerät ausschließlich für Netzbetrieb
- Gerät für Netz- und Batteriebetrieb.

Die Variante für Netz- und Batteriebetrieb ist mit integrierter Saugpumpe für das Elektroden-Applikationssystem KISS lieferbar (Option).

## **MAC 1200**

Elektrokardiograph mit Standardsoftware für die Betriebsarten

- Automatik (zur Aufnahme eines 10-Sekunden-Ruhe-EKG mit 12 Ableitungen),
- Manuell (für die Registrierung von 6 Ableitungen in Echtzeit) und
- Arrhythmie (Registrierung von 6 Ableitungen mit kontinuierlicher Arrhythmie-Analyse).

Auf dem Grafikdisplay werden 3 Ableitungen dargestellt.

Die in der Betriebsart „Automatik“ aufgenommenen Ruhe-EKGs können über die RS232-Schnittstelle an einen PC übertragen oder an eine MUSE-Datenbank übertragen oder von einem PC empfangen werden.

Neben dem Netzbetrieb ermöglicht eine wiederaufladbare Batterie den netzunabhängigen Betrieb. Außerdem ist das Gerät mit integrierter Saugpumpe für das Elektroden-Applikationssystem KISS lieferbar (Option).

Die Leistung des MAC 1200 kann durch folgende Optionen individuell erweitert werden:

- Vermessung (Vermessen des 10-Sekunden-Ruhe-EKG - MEAS)
- Interpretation (Interpretieren des 10-Sekunden-Ruhe-EKG - DIAG)
- Memory (Speichern von ca. 40 10-Sekunden-Ruhe-EKGs - MEMO)

Bei beiden Geräten können Einstellungen individuell konfiguriert werden.

Für die sichere und übersichtliche Archivierung lassen sich Patienten- und Benutzerdaten eingeben. Der Patientennamen erscheint auf jedem Ausgabeblatt, die weiteren Daten werden auf Wunsch separat ausgedruckt.

**MAC 1100 / MAC 1200** sind nach IEC 60601 / EN 60601 ausgeführt. Es sind Geräte der Schutzklasse I / Geräte mit interner Stromquelle und der Klasse IIa (MPG) zugeordnet. Dauerbetrieb ist möglich. Die Geräte sind nicht für intrakardiale Anwendung geeignet. Die Geräte dürfen nicht als Patientenmonitore eingesetzt werden.

### **Vorsicht**

**Patientengefährdung — Medizinisch-technische Geräte wie der MAC 1100 / 1200 dürfen nur von Personen angewendet werden, die aufgrund ihrer Ausbildung oder ihrer Kenntnisse und praktischen Erfahrungen die Gewähr für eine sachgerechte Handhabung bieten.**

## 2 Anzeige- und Bedienungselemente




Bild 2-1. Anzeige- und Bedienungselemente des MAC 1100 / 1200

- |           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| <b>1</b>  | Netzanschluß   | <b>15</b> | Zum Wählen der EKG-Ableitung<br>- in der Betriebsart „Manuell“ für Display<br>und Registrierung<br>- in der Betriebsart „Automatik“ nur für<br>Display |
| <b>2</b>  | Papierschachtklappe mit Öffnung zur<br>Kontrolle des Papiervorrats   | <b>16</b> | Zum Abspeichern und wieder Aufrufen eines<br>EKG   |
| <b>3</b>  | Anschluß für Patientenleitung  | <b>17</b> | Zum Wählen der Betriebsart „Automatik“   |
| <b>4</b>  | Anschluß für Elektroden-Applikationssystem<br>KISS (Option)  | <b>18</b> | Zum Wählen der Betriebsart „Manuell“   |
| <b>5</b>  | Serielle Schnittstelle (siehe Kapitel<br>13 „Technische Beschreibung“)   | <b>19</b> | Zum Wählen der Betriebsart „Arrhythmie“  |
| <b>6</b>  | Ein-Ausschalter  | <b>20</b> | Zum Starten und Stoppen der<br>Registrierung sowie zum Verlassen der<br>Konfiguration und der Patientendateneingabe                                    |
| <b>7</b>  | Zum Erhöhen und Verringern der<br>HF-Grenzwerte  | <b>21</b> | Kontrollampen<br>- grün: Registrierung dergewählten<br>Betriebsart ist eingeschaltet;<br>- gelb: Registrierung ist ausgeschaltet                       |
| <b>8</b>  | Korrekturtaste (Dateneingabe)  | <b>22</b> | Zum Eingeben der Patientendaten  |
| <b>9</b>  | Zum Bestätigen von Dateneingaben   | <b>23</b> | Kontrollampe leuchtet, wenn die Batterie<br>geladen werden muß   |
| <b>10</b> | Zum Aufrufen des Konfigurationsmenüs   | <b>24</b> | Kontrollampe leuchtet, wenn Gerät mit<br>Netzspannung versorgt wird  |
| <b>11</b> | Zum Ein- und Ausschalten eines Muskel-<br>Filters (Unterdrücken von Muskelartefakten)  | <b>25</b> | Zum Steuern des Cursors  |
| <b>12</b> | Zum Wählen der Papiergeschwindigkeit<br>25, 50 oder 5 mm/s (Betriebsart „Manuell“)<br>bzw. zum Auswählen der<br>Ausgabeformate (Betriebsart „Automatik“) | <b>26</b> | Leertaste bei der Text- oder Zahleneingabe   |
| <b>13</b> | Zum Wählen der Empfindlichkeit<br>(5, 10, 20, 40 mm/mV)  | <b>27</b> | Umschalt- oder Shift-Taste   |
| <b>14</b> | Zur Protokollausgabe und zum Kopieren<br>von EKG-Registrierungen bzw. zum<br>Übertragen/Empfangen von EKGs   | <b>28</b> | Zum Umschalten auf Sonderzeichen   |

### Erläuterung der verwendeten Symbole



Gebrauchsanweisung beachten



Signaleingang



Signaleingang Typ CF, hochisoliert, defibrilla-  
tionsfest



Starten



Stoppen



Batterie



Speichern und Wiederaufrufen von EKGs



Korrekturtaste



Richtungspfeil



Ein-Ausschalten des Gerätes



EKG-Ableitungswähler



Protokollausgabe und Kopie



Vorbereitet zum Einschalten

### 3 Inbetriebnahme und Funktionskontrolle

#### 3.1 Sicherheitshinweise

##### Gefahr

*Explosionsgefahr — Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen medizinisch genutzter Räume bestimmt. Explosionsgefährdete Bereiche können durch Verwendung von brennbaren Anästhesiemitteln, Hautreinigungs- und Hautdesinfektionsmitteln entstehen.*

##### Warnung

*Stromschlaggefahr — Die folgenden Warnhinweise sind unbedingt zu beachten. Ansonsten besteht für Patient, Anwender und Hilfspersonen Lebensgefahr.*

- *Der Anwender hat sich vor jeder Anwendung des Gerätes von der Funktionssicherheit und dem ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes zu überzeugen. Insbesondere sind Steckvorrichtungen, Elektroden und Meßaufnehmer auf Beschädigungen zu überprüfen. Beschädigte Teile müssen sofort ersetzt werden.*
- *Zum Trennen des Gerätes vom Netz stets zuerst den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen, erst dann die Anschlußleitung vom Gerät trennen. Ansonsten besteht die Gefahr der Netzspannungsberührung durch irrtümliches Einführen von Metallteilen in die Buchsen der Geräteanschlußleitung.*
- *Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Ist dies nicht gewährleistet, müssen Sie das Gerät mit der Batterie betreiben.*
- *Zur Stromzuführung dürfen keine Verlängerungsleitungen mit Mehrfachsteckdosen verwendet werden.*
- *Geräte dürfen nur dann untereinander oder mit Teilen von Anlagen verbunden werden, wenn sichergestellt ist, daß die Sicherheit für den Patienten, den Bedienenden und die Umgebung durch diese Kopplung nicht beeinträchtigt wird.*

*Soweit die gefahrlose Kopplung nicht ohne weiteres aus den Gerätedaten ersichtlich ist, muß der Anwender, z.B. durch Rückfrage bei den beteiligten Herstellern oder durch Befragen eines Sachkundigen, feststellen, daß die notwendige Sicherheit für den Patienten, den Bedienenden und die Umgebung durch die vorgesehene Kopplung nicht beeinträchtigt wird. Es ist in jedem Fall die Norm IEC 60601-1-1 / EN 60601-1-1 einzuhalten.*



- *Alle Geräte eines Systems müssen am selben Stromkreis angeschlossen sein. Geräte, die nicht am selben Stromkreis angeschlossen sind, müssen galvanisch getrennt betrieben werden (galvanisch getrennte RS232-Schnittstelle verwenden).*

#### **Warnung**

- *Funktionsstörungen des Gerätes — Magnetische und elektrische Felder können die Funktion des Gerätes beeinflussen. Achten Sie beim Betreiben des Gerätes darauf, daß alle Fremdgeräte, die in der Nähe betrieben werden, ihren relevanten EMV-Anforderungen entsprechen. Röntgengeräte, Tomographen, Funkanlagen (Handys) usw. können andere Geräte stören, weil sie zulassungsgemäß höhere elektromagnetische Störungen abgeben dürfen. Halten Sie von solchen Geräten ausreichend Abstand, führen Sie vor der Anwendung eine Funktionskontrolle durch.*
- *Erstickungsgefahr — Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Achten Sie darauf, daß es Kindern nicht zugänglich ist.*

#### **Vorsicht**

- *Geräteschaden — Geräte, die für den Notfalleinsatz vorgesehen sind, dürfen nicht bei zu niedrigen Temperaturen gelagert oder transportiert werden, damit sie am Einsatzort nicht betauen. Andernfalls dürfen sie erst eingesetzt werden, wenn die Feuchtigkeit wieder verdunstet ist.*
- *Geräteschaden — Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung und Netzfrequenz mit den Werten des Versorgungsnetzes übereinstimmen.*

#### **Hinweis zur Bioverträglichkeit**

*Die Teile des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produkts einschließlich Zubehör, die bestimmungsgemäß mit dem Patienten in Berührung kommen, sind so ausgelegt, daß sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Bioverträglichkeitsanforderungen der anwendbaren Standards erfüllen. Falls Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an die Marquette Hellige GmbH oder deren Vertreter.*

#### **Literatur**

Medizinproduktegesetz (MPG) vom 2.8.1994.

EN 60601-1: 1990 + A 1: 1993 + A 2: 1995  
Medizinische elektrische Geräte. Allgemeine Festlegung für die Sicherheit.

EN 60601-1-1: 9/1994 + A1: 12/1995  
Allgemeine Festlegung für die Sicherheit.  
Festlegung für die Sicherheit von medizinischen elektrischen Systemen.

DIN VDE 0751 Teil 1/10.90: Instandsetzung, Änderung und Prüfung von medizinischen elektrischen Geräten; Teil 1: Allgemeine Festlegungen.

DIN VDE 0753 Teil 1/2.83: Anwendungsregeln für Hochfrequenzchirurgie-Geräte.

DIN VDE 0753 Teil 3/2.83: Anwendungsregeln für Defibrillatoren.

IEC-Publication 513/1994: Fundamental aspects of safety standards for medical equipment.

DIN VDE 0107/10.94: Starkstromanlagen in Krankenhäusern und medizinisch genutzten Räumen außerhalb von Krankenhäusern.

*Bezugsquelle:*

*VDE-Verlag GmbH, Bismarckstraße 33,  
12157 Berlin*




Bild 3-1. Kontrolllampen

### 3.2 Einige Bemerkungen zur Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt entweder aus dem Versorgungsnetz oder netzunabhängig aus der aufladbaren Batterie.

Die Batterie wird automatisch geladen, wenn das Gerät am Versorgungsnetz angeschlossen ist und die Kontrolllampe **24** leuchtet (Bild 3-1). Dazu braucht das Gerät nicht eingeschaltet zu werden. Damit die Batterie stets geladen ist, lassen Sie das Gerät immer am Netz angeschlossen. Nach einer Ladezeit von 4 Stunden ist die Batterie voll geladen.

Die Kontrolllampe **23** leuchtet, wenn die Batterie geladen werden muß.

Eine volle Batterie reicht für ca. 50 Automatikregistrierungen (1 Seite). Sinkt die Kapazität auf etwa 25 Registrierungen, so ist die Batterie verbraucht und muß vom Kundendienst ausgetauscht werden.

#### Hinweis

*Sie erhöhen die Lebensdauer der Batterie, wenn Sie diese mindestens 1 x pro Monat vollständig entladen (Gerät netzunabhängig betreiben).*

#### Hinweis

*Im Standby-Betrieb ist eine voll geladene Batterie nach etwa 4 Stunden entladen. Schalten Sie deshalb beim Batteriebetrieb das Gerät immer aus, wenn es nicht gebraucht wird.*




Bild 3-2. Anordnung von Gerät und Patient




Bild 3-3. Netzanschluss




Bild 3-4. Ein-Ausschalter


#### Hinweis

- Die Hintergrundbeleuchtung des Displays schaltet sich automatisch aus, wenn länger als 20 min (konfigurierbar) keine Taste betätigt wird. Sie schaltet sich beim Betätigen einer beliebigen Taste wieder ein.
- Lassen Sie den Selbsttest mindestens einmal am Tag komplett durchlaufen, um sicherzustellen, daß das Gerät einwandfrei arbeitet.
- Zum Ausschalten müssen Sie den Ein-Ausschalter etwas länger drücken.

### 3.3 Aufstellen und Anschließen

Bild 3-2 zeigt eine zweckmäßige Anordnung von Gerät und Patientenliege. Für einen störungsfreien Betrieb ist es wichtig, daß die Geräteanschlußleitung nicht parallel mit der Patientenleitung verläuft.

- Schließen Sie das Gerät mit der Geräteanschlußleitung an das Versorgungsnetz an (Bild 3-3). Verwenden Sie nur die Originalleitung oder eine gleichwertige.

Die Kontrolllampe  24 leuchtet auf.


- Prüfen Sie, ob Registrierpapier eingelegt ist (Kontrollöffnung in der Papierschachtklappe). Wenn Papier fehlt, lesen Sie in Kapitel 10, wie Sie es einlegen.

### 3.4 Funktionskontrolle




- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter ein (Bild 3-4).

Die gelbe Kontrolllampe 21 leuchtet auf.

Das Gerät führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. Auf dem Display wird angezeigt, welche Speicherbereiche dabei getestet werden. Der Selbsttest dauert ca. 15 bis 20 Sekunden. Nach bestandem Selbsttest schaltet das Gerät in die Betriebsart „Automatik“. Erkennt das Gerät einen Fehler, so erscheint im Display eine Fehlermeldung „Error...“. In diesem Fall dürfen Sie das Gerät erst nach der Instandsetzung durch den Kundendienst in Betrieb nehmen.

Durch Drücken der Taste  können Sie den Selbsttest abbrechen. Das Gerät schaltet dann direkt in die Betriebsart „Automatik“.

#### Kontrasteinstellung

Drücken Sie gleichzeitig die Taste  und die Pfeiltaste (Erhöhen , Verringern ).

### 3.5 Allgemeine Geräteeinstellungen

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeiten
Behandelnder Arzt	leeres Textfeld	Auswahl aus Liste mit 10 Namen
Prüfender Arzt	leeres Textfeld	Auswahl aus Liste mit 10 Namen
Bediener	leeres Textfeld	Auswahl aus Liste mit 10 Namen
Klinik / Praxis	leeres Textfeld	Textfeld mit 40 Zeichen
Gerätenummer	1	1 ... 9999
Empfängernummer	1	1 ... 255
Abteilungsnummer	1	1 ... 600
Datum ( tt.mm.jjjj )	akt. Datum	
Uhrzeit ( hh:mm )	akt. Uhrzeit	
Akust. Elektr. Alarm	Nein	Ja
Akust. HF-Alarm	Nein	Ja
Elektrodenbezeichnung	IEC	AAMI
Datum	tt.mm.jjjj	mm/tt/jjjj
Zeit	24	12
Einheiten	cm, kg	in, lb
Netz	50 Hz	60 Hz
Beleuchtung ausnach	20 min	1 ... 99 min
Start in Betriebsart	Automatik	Manuell, Arrhythmie ( nur MAC 1200 )
Sprachen	deutsch	alle zur Verfügung stehenden Sprachen
Passwort aktivieren	Nein	Ja
Testdaten	Nein	Ja
Werkseinstellung	Nein	Ja
Konf. Listen drucken	Nein	Ja

Die nebenstehende Tabelle zeigt Ihnen, welche allgemeinen Geräteeinstellungen Sie verändern können und mit welcher Werkseinstellung das Gerät ausgeliefert wird.

Wie Sie die allgemeinen Geräteeinstellungen verändern, lesen Sie in Abschnitt 9.5.

*Tabelle 3-1. Konfigurationsmenü „Allgemeine Geräteeinstellungen“*

**Warnung**

**Stromschlaggefahr** — Die folgenden Warnhinweise sind unbedingt zu beachten. Ansonsten besteht für Patient, Anwender und Hilfspersonen Lebensgefahr.

- Beim Anschließen von Zusatzgeräten über die RS232-Schnittstelle entsteht ein medizinisches System. Die Anforderungen gemäß EN 60601-1-1 müssen erfüllt werden.
- Verwenden Sie nur die Original-Marquette Hellige-Verbindungsleitungen.
- Alle nichtmedizinischen Geräte des Systems müssen am selben Stromkreis angeschlossen sein. Geräte, die nicht am selben Stromkreis angeschlossen sind, müssen galvanisch getrennt sein (galvanisch getrennte RS232-Schnittstelle gemäß EN 60601-1 verwenden).
- Ein anzuschließender PC sollte möglichst nach EN 60601 gebaut sein. Ist er nicht nach EN 60601 gebaut, muß er sich außerhalb der Patientenumgebung befinden. Handelt es sich um einen PC, der entsprechend EN 60950 gebaut ist, so muß sich dieser im medizinisch genutzten Raum, aber außerhalb der Patientenumgebung befinden.
- PCs, die weder nach EN 60601 noch nach EN 60950 gebaut sind, dürfen nicht mit dem Gerät betrieben werden.
- Es dürfen nur Modems angeschlossen werden, die EN 60950 bzw. UL1950 entsprechen (trifft für die von Marquette Hellige empfohlenen Modems zu). Zusätzlich sind auch die länderspezifischen Vorschriften zu beachten. Das Modem muß sich innerhalb des medizinisch genutzten Raumes, aber außerhalb der Patientenumgebung befinden.

### 3.6 Anschließen von Zusatzgeräten

Das Gerät kann über die serielle Schnittstelle direkt mit einem PC (**CardioSoft**), mit **CardioSys** oder mit einer **MUSE**-Datenbank verbunden werden.

Sie können dann die in der Betriebsart „Automatik“ aufgenommenen Ruhe-EKGs, einschließlich der dazugehörigen Daten übertragen (siehe Abschnitt 5.5 „EKG-Übertragung“).

Die Tabelle zeigt Ihnen die Einstellmöglichkeiten und mit welcher Werkseinstellung das Gerät ausgeliefert wird.

Wie Sie die Werkseinstellung verändern, lesen Sie in Abschnitt 9.6 „Kommunikation“.

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeiten
Einstellmöglichkeiten für „Modem → Anderes“		
		kein Benutzerdef. MultiTech 19.32 MultiTech 56.6 Elsa 28.8 Elsa 33.6 Elsa 56.6
Einstellmöglichkeit für „Modem → Benutzerdef.“		
Telefon Init-String  Wähl-String Auflegen	AT&FM0&D0& Q1V0 ATDT +++ATH	
Einstellmöglichkeit für „Modem → MultiTech, Elsa 28.8, Elsa 33.6, Elsa 56.6“		
Anwahlverfahren Telefon Amtsholung	Ton	Puls 0...9 (28 Stellen) 0...9 (20 Stellen)

Tabelle 3-2. Menü zur Modem-Konfiguration

Der Fernstartimpuls eines angeschlossenen Ergometers (Schnittstelle 5, Bild 2-1) löst folgende Funktionen aus:

Betriebsart „Automatik“	Start/Stopp
Betriebsart „Manuell“	Start/Stopp
Betriebsart „Arrhythmie“	Ereignisschrieb

## 4 Vorbereiten zur EKG-Aufnahme

### 4.1 Anschließen der Patientenleitung

Haben Sie ein Gerät mit integrierter Saugpumpe (Anschluß 4), so können Sie anstelle der Standardpatientenleitungen das Elektroden-Applikationssystem KISS anschließen.

Für die Aufnahme der Standardableitungen (EINTHOVEN, GOLDBERGER, WILSON) verwenden Sie die 10adrige Patientenleitung. Möchten Sie zusätzlich die NEHBschen Ableitungen registrieren, benötigen Sie die 12adrige Leitung.

- Schließen Sie die Patientenleitung am Anschluß 3 an (Bild 4-1).
- Wenn Sie das Elektroden-Applikationssystem verwenden, müssen Sie zusätzlich die Verbindung zur Saugpumpe herstellen (Anschluß 4).




Bild 4-1. 3 EKG-Signaleingang  
4 Anschluß für Saugpumpe

#### Warnung

**Stromschlaggefahr** — Die folgenden Warnhinweise sind unbedingt zu beachten. Ansonsten besteht für Patient, Anwender und Hilfspersonen Lebensgefahr.

- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur die Original-Marquette Hellige-Patientenleitungen. Überprüfen Sie vor dem Anschließen die Patientenleitung auf einwandfreien Zustand.
- Achten Sie darauf, daß alle mit dem isolierten Patienteneingang des Gerätes verbundenen leitfähigen Teile (Patient, Stecker, Elektroden, Aufnehmer) keine anderen, geerdeten leitfähigen Teile berühren, da sonst die Isolation des Patienten überbrückt und die Schutzwirkung des isolierten Eingangs aufgehoben werden kann. Insbesondere ist ein Kontakt der N-Elektrode zum Erdpotential zu vermeiden.

### Vorsicht

*Patientengefährdung, verzögerte EKG-Darstellung — Beim gleichzeitigen Einsatz eines Defibrillators sollten Sie zur EKG-Abnahme nur Silber-Silberchlorid-Elektroden verwenden. (Siehe auch Abschnitt 8.2 „Elektrokardiogramme bei gleichzeitiger Defibrillation“.)*




Bild 4-2. Befestigen der Plattenelektroden

## 4.2 Anlegen der Elektroden

Sorgfältiges Anlegen der Elektroden ist Voraussetzung für ein störungsfreies EKG.

Schnell, sicher und bequem geht das Anlegen der Elektroden mit unserem Elektroden-Applikationssystem KISS.

Ansonsten verwenden Sie **Plattenelektroden** an den Extremitäten und **Saugelektroden** am Thorax.

### Anlegen der Plattenelektroden (Extremitäten)

Die Plattenelektroden werden mit einem Gummispannband befestigt; als Kontaktmittel verwenden Sie Elektrodenpapier.

- Feuchten Sie das Elektrodenpapier mit Leitungswasser an und legen Sie es zwischen Haut und Elektrode.
- Befestigen Sie die Elektrode mit dem Spannband (Bild 4-2):
  - so straff, daß sie nicht selbständig verrutscht
  - aber nicht so fest, daß Gefäße abgeschnürt werden.




Bild 4-3. Abnahmestellen der Brustwand-Elektroden




Bild 4-4. Anschließen der Patientenleitung  
(10adrig, Standardableitungen)




Bild 4-5. Verlegen der Patientenleitung

### Anlegen der Saugelektroden (Brustwand)

- Rasieren Sie eventuell störende Haare ab.
- Feuchten Sie das Elektrodenpapier mit Leitungswasser an und legen Sie es zwischen Haut und Elektrode.  
Anstelle des Papiers können Sie auch Elektrodencreme oder -Gel verwenden. Bei leicht behaarter Brust übernimmt die Creme oder das Gel eine Dichtfunktion.

### Abnahmestellen für die Standardableitungen (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1...V6)


Für die Standardableitungen müssen Sie 4 Extremitäten- und 6 Brustwand-Elektroden anlegen. Die Extremitätenelektroden befestigen Sie oberhalb von Hand- und Fußgelenk. Die Abnahmestellen der Brustwand-Elektroden zeigt Bild 4-3.

- C1 im 4. ICR am rechten Sternalrand
- C2 im 4. ICR am linken Sternalrand
- C3 auf der 5. Rippe zwischen C2 und C4
- C4 im 5. ICR auf der linken Medioclavicularlinie
- C5 zwischen C4 und C6 in der linken vorderen Axillarlinie
- C6 in der linken mittleren Axillarlinie auf der Höhe von C4
- C7\* im 5. ICR in der hinteren Axillarlinie links
- C8\* im 5. ICR in der Scapularlinie links
- C3R\* symmetrisch zu C3
- C4R\* symmetrisch zu C4

\* erweiterte Standardableitungen

- Schließen Sie die Patientenleitung (10adrig) entsprechend Bild 4-4 an.
- Verlegen Sie die Patientenleitung entsprechend Bild 4-5.





**Bild 4-6. Abnahmestellen der NEHBschen Ableitungen**

*Nst im 4. ICR am rechten Sternalrand*

*Nax im 5. ICR in der hinteren Axillarlinie links (mit C7 identisch)*


*Nap im 5. ICR auf der linken Medioclaviculärlinie (mit C4 identisch)*

## Abnahmestellen für die NEHBschen Ableitungen

Bild 4-6 zeigt die Abnahmestellen für die Ableitungen nach NEHB. Die Patientenleitung (12adrig) schließen Sie entsprechend Bild 4-7 an (Nap ist identisch mit C4).

Sie können ersatzweise auch mit der 10adrigen Patientenleitung NEHB registrieren (nur in Betriebsart „manuell“).

- Legen Sie R auf Nst  
L auf Nax (C7)  
F auf Nap (C4)
- Wählen Sie Registriersequenz „SEQ. Nr. 4“ (Abschnitt 9.3 „Betriebsart Manuell“), und ändern Sie die Bezeichnung für  
I in D  
II in A  
III in J



**Bild 4-7. Anschließen der Patientenleitung (12adrig, NEHB)**











### 4.3 Eingeben der Patientendaten

Größe	Werkseinstellung		Einstell- möglichkeit
	eingestellt	Menüpunkt erscheint	
Neuer Patient	Nein	Ja	Ja
Name		Ja	
Vorname		Ja	
Geburtsdatum	00.00.0000 (tt.mm.jjjj)	Ja	
Patientenkennung		Ja	
2. Patientenkennung		Nein	
Schrittmacher	Nein	Ja	Ja
Geschlecht	-	Ja	weibl., männl.
Größe		Ja	
Gewicht		Ja	
Ethnie	unbekannt	Ja	andere
Systole	0 mmHg	Ja	
Diastole	0 mmHg	Ja	
Behandelnder Arzt		Ja	Auswahl aus Liste mit 10 Namen
Prüfender Arzt		Ja	Auswahl aus Liste mit 10 Namen
Bediener		Ja	Auswahl aus Liste mit 10 Namen
Telefon		Ja	
Medikation		Ja	
1.	unbekannt	Ja	andere
2.	unbekannt	Ja	andere
Bemerkungen		Ja	
Abteilungsnummer		Nein	1 ... 600
Zimmernummer		Nein	
Bestellnummer		Nein	
Fragetext 1		Nein	
Fragetext 2		Nein	
Fragetext 3		Nein	
Fragetext 4		Nein	

Tabelle 4-1. Eingabemenü „Patientendaten“

Die Möglichkeit, Patientendaten einzugeben und mit dem EKG auszudrucken, vereinfacht die Dokumentation und Archivierung.

- Zum Eingeben drücken Sie die Taste .
- Damit Sie bei der Eingabe nichts vergessen, gibt Ihnen das Gerät eine bestimmte Reihenfolge vor.  
In der Konfiguration (Abschnitt 9.7 „Konfiguration Patientendaten“) können Sie festlegen, welche Menüpunkte erscheinen sollen und welche nicht (die in der Werkseinstellung erscheinenden Punkte sind in der nebenstehenden Tabelle in der Spalte „Menüpunkt erscheint“ mit „Ja“ gekennzeichnet, die nicht erscheinenden mit „Nein“).
- Sie können aber einzelne Eingabe-Aufforderungen mit der Taste  oder mit den Pfeiltasten  und  überspringen.
- Bei Texteingaben ist die Groß-Kleinschreibung nicht möglich (Umschalttaste nicht drücken); bei reinen Zahleneingaben (z.B. Geburtsdatum) brauchen Sie die Umschalttaste nicht zu drücken.
- Alle Eingaben müssen Sie mit  bestätigen.
- Die Patientendaten-Eingabe können Sie jederzeit mit  oder   abbrechen.

Die nebenstehende Tabelle zeigt Ihnen, in welcher Reihenfolge welche Daten eingegeben werden können. Die gewählten Eingaben werden auf dem Display mit eckiger Klammer gekennzeichnet.

#### Hinweis

*Das Eingeben von Sonderzeichen ist im Anhang beschrieben.*

### Neuer Patient

Ja: Alte Eingaben werden gelöscht

Nein: Alte Eingaben bleiben erhalten und können geändert werden.

### Name, Vorname

Jeweils 18 Stellen

### Geburtsdatum

Der Punkt zwischen Tag.Monat.Jahr muß mit eingegeben werden (Taste „B“).

### Patientenkennung

Max. 16 Zeichen

### Schrittmacher

Hat Einfluß auf die Pace-Erkennung in der Betriebsart „Arrhythmie“. Muß bei Schrittmacherpatienten eingeschaltet sein („Ja“). Auf der Registrierung erscheint der Hinweis „Schrittmacherpatient“.

### Geschlecht/Ethnie

Geschlecht und Ethnie (Volksgruppe) haben Einfluß auf das EKG. Beabsichtigen Sie, die Patientendaten nicht vollständig einzugeben, so wählen Sie die neutralen Einstellungen „-“ und „unbekannt“.



### Größe / Gewicht

Eingabe von Patientengröße und -gewicht in cm bzw. kg. Die Eingabe des Gewichts kann mit einer Stelle nach dem Komma erfolgen.

### Systole / Diastole

Eingabe der Blutdruckwerte in mmHg.



### Behandelnder Arzt / Prüfender Arzt / Bediener

Wenn Sie im Eingabefeld „Neuer Patient“ mit „Ja“ bestätigen, werden in diesen 3 Feldern die Namen angezeigt, die Sie in den „Allgemeinen Einstellungen“ eingegeben haben. Wenn Sie „andere“ wählen, können Sie aus der Namensliste auswählen. Sie können auch „kein“ wählen. Die Liste können Sie mit   wieder verlassen. Das Eingabefeld „Prüfender Arzt“ ist nur für die EKG-Übertragung an eine MUSE-Datenbank relevant. Der Name wird auf den EKG-Registrierungen nicht ausgegeben.

### Telefon

Eingabe der Rufnummer des Patienten.

### Medikation

Bei der Position „andere“ bietet das Gerät folgende Auswahl (Weiterschalten mit Pfeiltaste  und bestätigen mit ):

keine  
unbekannt  
Digitalis  
Diuretika  
Psychopharmaka  
Steroide  
Betablocker II  
Betablocker III  
Antiarrhythmika Ia  
Antiarrhythmika Ib  
Antiarrhythmika Ic  
Antiarrhythmika III  
Ca Antagonist Verapamil-Typ  
Ca Antagonist Nifedipin-Typ  
Nitrate  
ACE  
Alphablocker  
Zytostatika

### Bemerkungen

4 Zeilen mit je 30 Zeichen

### Abteilungsnummer

3stellige Nummer der Abteilung. Die Defaulteingabe aus den „Allgemeinen Einstellungen“ wird bei „Neuer Patienten = Ja“ automatisch übernommen, kann aber überschrieben werden.

### Zimmernummer

5 Stellen

### Bestellnummer



5 Stellen zum Eingeben einer Nummer, mit der die EKG-Aufnahme angefordert wurde.

### Zusätzliche Fragen

Zum Beantworten der im Konfigurationsmenü für die Patientendaten eingegebenen zusätzlichen Fragen (Abschnitt 9.7)

## 5 Registrieren in der Betriebsart „Automatik“

### 5.1 Grundsätzliches

In der Betriebsart „Automatik“ werden simultan 12 Ableitungen über einen Zeitraum von 10 s aufgenommen. Nach dem Drücken von   läuft die Aufnahme automatisch ab.

Dabei wird abhängig vom Software-Ausbau das aufgenommene EKG

- nur ausgedruckt (MAC 1100, MAC 1200 ohne Option MEAS, DIAG)
- vermessen und gemeinsam mit den Ergebnissen ausgedruckt (MAC 1200 mit Option MEAS)
- vermessen, interpretiert (analysiert) und gemeinsam mit den Ergebnissen ausgedruckt (MAC 1200 mit Option DIAG).

#### Hinweis

*Es werden nur die Registriersequenzen STANDARD und CABRERA interpretiert. NEHB wird nur vermessen.*

Ist das Gerät mit der Speicher-Option „MEMO“ (nur MAC 1200) ausgerüstet, können insgesamt ca. 40 Ruhe-EKG-Aufnahmen gespeichert werden.

Diese können entweder

- ausgedruckt oder
- übertragen werden (an CardioSys / CardioSoft (A5-Protokoll) bzw. an MUSE-Datenbank (CSI-Protokoll)) (Abschnitt 5.3 „Die Memory Funktion“).

Der Ausdruck des EKG kann in verschiedenen Formaten erfolgen. In der Werkseinstellung werden alle 12 Ableitungen, einschließlich der Meß- und Analyseergebnisse, auf einem Blatt ausgegeben (Abschnitt 5.4 „Die Ausgabedokumente“).

Einige Geräteeinstellungen können individuell verändert (konfiguriert) werden. Sie sind mit einem (c) gekennzeichnet.

Im folgenden wird die Werkseinstellung beschrieben (Tabelle unten). Wie Sie die Werkseinstellung verändern, lesen Sie in Abschnitt 9.2 „Betriebsart Automatik“.

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeiten
Registriersequenz	STANDARD	CABRERA, NEHB
Rhythmuskanäle	II, V1, V5, V2, V3, V4	Alle Ableitungen
Empfindlichkeit	10 mm/mV	„auto“, 5, 20, 40 mm/mV
Registrierformat	12_FS	12_F1, 12_F2, 6_F1, 6_F2, 6_F2_25, 3_F1, H1, H2, A1, 1x10R3, 4x2.5R3
Extra Seite	Nein	Ja
Fortl. Rhythmus	Ja	Nein
Muskelfilter	Nein	Ja
Filterfrequenz	40 Hz	20 Hz
Netzfilter	Ja	Nein
Manuelle Kopie an:	EKG	HOST
Anzahl Schriebe	1	0...9
EKG nach Übertragung löschen	Nein	Ja
Autom. EKG-Speicherung	Nein	Ja
Interpretation	Ja	Nein
Interpretation ausgeben	Ja	Nein
Elek. Status ignor.	Nein	Ja

Tabelle 5-1. Konfigurationsmenü „Automatik“

**Hinweis**




*Bei abgefallener Elektrode startet das Gerät nicht in der Betriebsart „Automatik“ (sofern „Elektroden-Status ignorieren“ mit „Nein“ konfiguriert ist, Abschnitt 9.2 „Betriebsart Automatik“)*



**\*R\*:** Elektrode am rechten Arm abgefallen  
**\*L\*:** Elektrode am linken Arm abgefallen  
**\*F\*:** Elektrode am linken Bein abgefallen  
**\*C1\*:** Brustwand-Elektrode C1 abgefallen  
**\*C2\*:** Brustwand-Elektrode C2 abgefallen  
**\*C3\*:** Brustwand-Elektrode C3 abgefallen  
**\*C4\*:** Brustwand-Elektrode C4 abgefallen  
**\*C5\*:** Brustwand-Elektrode C5 abgefallen  
**\*C6\*:** Brustwand-Elektrode C6 abgefallen  
**\*NA\*:** NEHB-Elektrode Nap abgefallen  
**\*NT\*:** NEHB-Elektrode Nst abgefallen  
**\*NX\*:** NEHB-Elektrode Nax abgefallen

*Hinweise auf abgefallene Elektroden*

## 5.2 Registrieren

Beim Einschalten wählt das Gerät automatisch die Betriebsart „Automatik“ (Werkseinstellung, konfigurierbar; die konfigurierbaren Größen werden im weiteren Text mit „c“ gekennzeichnet).

- Vor der Aufnahme können Sie die Patientendaten eingeben (Taste ). Wir empfehlen, zumindest den Namen einzugeben, da er auf jedem Ausgabeblatt erscheint.
- Nach dem Neuanlegen der Elektroden empfehlen wir eine Wartezeit von ca. 10 s (Stabilisierung der Polarisationsspannungen, siehe Abschnitt „Aufnahmeprobleme durch schlecht angelegte Elektroden“ in Kapitel 4). Wenn Sie sofort nach dem Einschalten der Betriebsart „Automatik“ die Taste   drücken, entsteht eine Wartezeit von 10-12 Sekunden (Hinweis „Datenaufnahme“ im Display).
- Bevor Sie das Programm starten, sollten Sie sich auch vergewissern, daß kein Hinweis auf eine abgefallene Elektrode im Display vorhanden ist (siehe links). Bleibt der Hinweis bestehen, obwohl Sie alle Elektroden überprüft haben, deutet das auf eine unterbrochene Patientenleitung hin. Tauschen Sie die Leitung aus.
- Das Gerät speichert fortlaufend 10 Sekunden des ankommenden EKG-Signals.
- Das Gerät kann so konfiguriert werden, daß eine Registrierung nur gestartet werden kann, wenn die entsprechenden Patientendaten eingegeben wurden (Nachname, Vorname, ID, 2. ID, Abschnitt 9.7 „Patientendaten“).

Sobald Sie die Betriebsart mit Taste   starten, registriert das Gerät die zuletzt gespeicherten 10 s und analysiert diese.

Starten Sie das Programm deshalb erst, wenn der Patient mindestens 10 s lang ruhig und entspannt war.

### Hinweis

*Bedenken Sie, daß durch das Einschalten eines Filters Informationen für die Analyse verlorengehen können, da der Übertragungsbereich eingeschränkt wird. Schalten Sie deshalb ein Filter nicht grundsätzlich, sondern nur gezielt ein.*






Bild 5-1. Display in der Betriebsart „Auto“

- a** Betriebsart
- b** Muskelfilter eingeschaltet
- c** Netzfilter eingeschaltet
- d** Anti-Drift-System eingeschaltet
- e** Patientenname
- f** Ausgabeformat oder „REG. AUS“, wenn keine Registrierung erfolgt
- g** Empfindlichkeit 10 mm/mV (Automatik aus)
- h** Registriersequenz
- i** Brustwand-Elektrode abgefallen
- j** Herzfrequenz

In der Werkseinstellung wählt das Gerät nach dem Einschalten folgende Funktionen und Einstellungen:

- die Betriebsart „Automatik“ (c)
- die Registriersequenz (Zuordnung der Ableitungen zu den Registrierkanälen) STANDARD (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); außerdem konfigurierbar: CABRERA, NEHB
- Rhythmus-Kanal <sup>1)</sup>
- eine Empfindlichkeit von 10 mm/mV (c) (Kalibrierimpuls bei Registrierbeginn)
- das Muskelfilter ist ausgeschaltet (Taste  (c))
- das Netzfilter ist eingeschaltet (c)
- die Ausgabe erfolgt mit Ausgabeformat „12\_FS“, d.h. 12 Ableitungen einschließlich aller Daten auf einer Seite (c)
- die Interpretation wird ausgegeben (c)
- die „Extra-Seite“ (mit Mittelwertschlägen und ST-Vermessungsergebnissen) wird nicht ausgegeben (c) (nur MAC 1200)
- durch Drücken der Taste  wird eine Kopie ausgegeben (c)

<sup>1)</sup> Ob ein oder mehrere Rhythmuskanäle dargestellt werden, ist vom gewählten Ausgabeformat abhängig (siehe Abschnitt 5.4 „Die Ausgabedokumente“). In der Werkseinstellung wird das Ausgabeformat „12\_FS“ (ohne Rhythmuskanal) gewählt.

Folgende Rhythmuskanäle werden in der Werkseinstellung in Abhängigkeit vom Ausgabeformat registriert:


Ausgabeformat mit 1 Rhythmuskanal: II



Ausgabeformat mit 3 Rhythmuskanälen: II, V1, V5

Ausgabeformat mit 6 Rhythmuskanälen: II, V1, V5, V2, V3, V4 (siehe Tabelle 5-1)

- die Funktion „Elek. Status ignor.“ ist ausgeschaltet (c)
- MAC 1200 mit der Speicher-Option „MEMO“:  
EKG-Aufnahmen werden nicht automatisch gespeichert (c),  
EKG-Aufnahmen, die erfolgreich an ein HOST-System übertragen wurden, werden nicht automatisch aus dem Memory-Speicher gelöscht (c)
- die QTC-Berechnung erfolgt nach der Formel von Bazett (nur MAC 1200 mit Option MEAS (Vermessung) oder DIAG (Interpretation))


Die wichtigsten Geräteeinstellungen werden im Display (Bild 5-1) angezeigt.

Auf dem Display werden 3 Ableitungen dargestellt. Diese können mit der Taste  in 3er Gruppen innerhalb der gewählten Registriersequenz weitergeschaltet werden.

- Sie können das Programm jederzeit mit Taste   abbrechen.
- Die Ausgabedokumente, die Sie nach der Aufnahme erhalten, sind im Abschnitt 5.4 beschrieben.



**Hinweis**

*Bei Papier-Ende während des Ausdrucks aller gespeicherten EKG-Aufnahmen (Menüpunkt „Alle gespeicherten EKG-Aufnahmen Drucken“) müssen Sie nach dem Einlegen des Papiers  drücken. Drucken Sie anschließend die noch fehlenden Aufnahmen entweder einzeln aus oder starten Sie nochmals „Alle gespeicherten EKG-Aufnahmen Drucken“.*

Speicherprogramm				
Alle gespeicherten EKG-Aufnahmen				
[Drucken]	Übertragen	Löschen		
<b>1</b>	Übertragene EKG	<b>2</b> Lösch	<b>3</b>	
EKG von Muster, F	<b>4</b>		(Ü)	
Drucken	Übertragen	Löschen	Ändern	<b>5</b>
EKG von Muster, Hans				
Drucken	Übertragen	Löschen	Ändern	
EKG von Meier, Hans				<b>7</b>
Drucken	Übertragen	Löschen	Ändern	
EKG von Meier, Fritz				
Drucken	Übertragen	Löschen	Ändern	


Bild 5-2. Identifizierung mit Patientennamen




- 1 alle gespeicherten EKGs werden gedruckt
- 2 alle gespeicherten EKGs werden übertragen
- 3 alle gespeicherten EKGs werden gelöscht
- 4 alle übertragenen EKGs werden gelöscht
- 5 EKG wurde übertragen (Ü)
- 6 das EKG von Muster, Fritz wird gedruckt
- 7 Zum Ändern der Patientendaten

**Hinweis**

*Bei voll geladener Batterie und ausgeschaltetem Gerät bleiben die EKG-Aufnahmen ca. 4 Wochen gespeichert.*

### 5.3 Die Memory-Funktion

Ist der MAC 1200 mit der Option „Memory“ ausgestattet, so können Sie nach der Aufnahme das EKG einschließlich Patienten-, Vermessungs- und Analysedaten mit der Taste  speichern. Während des Speicherns erscheint ein entsprechender Hinweis und die Zahl der gespeicherten Aufnahmen.


Zum Wiederaufrufen drücken Sie gleichzeitig  und  (Taste  zuerst drücken und gedrückt halten).


Es erscheint das Speicherprogramm (Bild 5-2).


Die erste Zeile im Programm bezieht sich auf alle gespeicherten EKGs.

Mit der Zeile darunter können alle übertragenen EKGs gelöscht werden.

Es folgen die einzelnen EKGs (entweder mit Namen gekennzeichnet oder, wenn dieser nicht eingegeben wurde, mit Datum und Uhrzeit).

Der Cursor steht bei „Alle gespeicherten EKG-Aufnahmen [Drucken]“ **1**, d.h. mit  drücken Sie alle gespeicherten EKGs aus.

Möchten Sie **alle gespeicherten** EKG-Aufnahmen übertragen oder löschen, bewegen Sie den Cursor auf „Übertragen“ **2** oder „Löschen“ **3** und bestätigen mit .


Möchten Sie alle **übertragenen** EKGs löschen (diese sind mit einem „Ü“ gekennzeichnet **5**), bewegen Sie den Cursor auf das Feld **4** und bestätigen mit .

Möchten Sie ein einzelnes EKG drucken, übertragen, löschen oder die dazugehörigen Patientendaten ändern, bewegen Sie den Cursor an das entsprechende Feld (z.B. **6** [Drucken] oder **7** [Ändern]).


Speicherplatz reicht nicht aus			
Löschen von Muster, Hans	[Ja]	Nein	
Löschen von Muster, Fritz	Ja	Nein	
Löschen von Meier, Hans	Ja	Nein	


Bild 5-3. Anzeige bei nicht ausreichendem Speicherplatz

#### Hinweis

- Wenn Sie eine große Anzahl gespeicherter EKGs ausdrucken, sollten Sie das Gerät an das Netz anschließen oder darauf achten, daß die Batterie voll geladen ist.
- Wenn Sie die Memory-Funktion mit der Taste  verlassen haben, können Sie das aktuelle EKG nicht noch einmal abspeichern.

Möchten Sie bei vollem EKG-Speicher eine neue Aufnahme speichern, kommt der Hinweis auf den vollen Speicher. Sobald bei vollem Speicher eine EKG-Aufnahme gelöscht wird (der Cursor steht auf der zuletzt aufgenommenen), wird anschließend die neue Aufnahme automatisch gespeichert (Bild 5-3).

Das Gerät kann so konfiguriert werden, daß EKG-Aufnahmen automatisch, ohne Drücken der Taste , abgespeichert werden und daß EKG-Aufnahmen, die erfolgreich aus dem Speicher an CardioSys, CardioSoft oder MUSE übertragen wurden, aus dem internen Speicher automatisch gelöscht werden.

Das Speicherprogramm können Sie jederzeit mit der Taste  ohne Aktion verlassen.

## 5.4 Die Ausgabedokumente

Art und Umfang der Ausgabedokumente hängt von der Softwareleistung ab (Standard, MEAS (Vermessung), DIAG (Interpretation)).

In der nachfolgenden Tabelle sind die maximal 12 verschiedenen Ausgabeformate des MAC 1100 / MAC 1200 aufgeführt:

Format	EKG-Kurven	Rhythmus-Kanal	Geschwindigkeit	Vermessung*	Interpretation*	Anzahl Blätter	Mittelwert-Kurven
	Dauer/Anzahl	Dauer/Anzahl					
12_FS	10 s / 1x12	kein	25 mm/s	nein	nein	1	nein
12_F1	5 s / 1x12	10 s / 1 (V6)	25 mm/s	ja	ja	1	nein
12_F2	8 s / 1x12	10 s / 1 (V6)	50 mm/s	ja	ja	2	nein
6_F1	2x5 s / 2x6	10 s / 1	25 mm/s	ja	ja	1	nein
6_F2	2x5 s / 2x6	kein	50 mm/s	ja	ja	2	nein
6_F2_25	2x10 s / 2x6	kein	25 mm/s	ja	ja	2	nein
3_F1	4x2,5 s / 4x3	10 s / 1	25 mm/s	ja	ja	1	nein
H1**	10 s / 1x6	10 s / 6	12,5 mm/s	ja	ja	1	12
H2	2x5 s / 2x6	kein	50 mm/s	ja	ja	2	nein
A1**	10 s / 1x6	10 s / 6	12,5 mm/s	ja + Matrix	ja	1	12
1x10R3	10 s / 1x3	10 s / 3	25 mm/s	ja	ja	1	nein
4x2.5R3	4x2,5 s / 4x3	3x10 s / 3	25 mm/s	ja	ja	1	nein

\* Vermessungsergebnisse und Interpretationstexte werden nur beim MAC 1200 mit der entsprechenden Option ausgegeben.

\*\* Nur mit Option MEAS oder DIAG möglich.

**Hinweis**

- **Die Herzfrequenz wird aus allen Schlägen des 10-s-EKG ermittelt.**
- **Die Ausgabedokumente sind unbestätigte Berichte. Sie müssen vom Arzt geprüft und durch seine Unterschrift bestätigt werden.**





Bild 5-4. Ausgabeformat 12\_FS

Die Ausgabeformate H1 und A1 sind nur beim MAC 1200 vorhanden (Option MEAS oder DIAG erforderlich). Bei diesen beiden Formaten werden die Rhythmuskurven mit 12,5 mm/s und die Mittelwertkurven mit 50 mm/s dargestellt.

**Extra-Seite**

Beim MAC 1200 (mit Option „MEAS“ oder „DIAG“) kann die „Extra Seite“ konfiguriert werden. Diese wird dann immer in Verbindung mit dem gewählten Ausgabeformat ausgegeben. Sie enthält Patientendaten, Vermessungsergebnisse, Interpretationstexte (Begründungstexte nur mit Interpretationsprogramm HEART), Mittelwertkurven und die Meßwerttabelle.

**Hinweis**

**Wenn Sie die vollständigen Patientendaten ausdrucken möchten, wählen Sie die Betriebsart „Manuell“ und drücken .**






Bild 5-7. Initialisieren der Übertragung




Bild 5-8. Übertragen des EKG






Bild 5-9. Fehlermeldung

**Hinweis**




*Bei den Patientendaten werden die Informationen zu „Schrittmacher“, „Telefon“ und „Bemerkungen“ nicht an MUSE übertragen.*

Sobald Sie die Übertragung mit  gestartet haben, wird automatisch das Empfänger-Modem über das Telefonnetz angewählt und die Verbindung zwischen den Modems aufgebaut (Bild 5-7). Danach wird das EKG übertragen (Bild 5-8).

Nach der Übertragung erscheint auf dem Display eine Meldung, wieviel EKGs erfolgreich übertragen wurden. Sobald Sie die Meldung mit  bestätigen, erscheint wieder das Aufnahmebild der Betriebsart „Automatik“.

War die Übertragung nicht möglich (Modemkonfiguration falsch, Modem ausgeschaltet), erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, z.B. „Übertragungsfehler! (A5)“ (Bild 5-9).

Sie können dann entweder

- mit  die Übertragung wiederholen,
- mit  die Einstellungen verändern oder
- mit  die Übertragung abbrechen.

Folgende Fehlermeldungen sind möglich:

- Übertragungsfehler! (A5) / (CSI) (je nach gewähltem Übertragungsprotokoll)
- Schnittstelle belegt oder defekt!
- Wählfunktion gesperrt! (temporär)
- Keine Amtsleitung erhalten!
- Gegenstelle besetzt!
- Gegenstelle hebt nicht ab!
- Telefonkabel nicht angeschlossen!
- Modemkonfiguration fehlerhaft!

**Übertragung an MUSE-Datenbank mit Modem**

Bei der Übertragung an eine MUSE-Datenbank meldet sich MAC 1200 automatisch bei der Datenbank an. Danach erfolgt die Übertragung der Daten. Das Abbrechen der Übertragung kann einige Sekunden dauern, da sich der MAC 1200 ordnungsgemäß bei der MUSE-Datenbank abmelden muß. Danach wird die Verbindung zum Empfängermodem unterbrochen und es erscheint wieder das Standardbild.



Bild 5-10. Speicherprogramm

- 1 Alle gespeicherten EKGs werden übertragen
- 2 Alle übertragenen EKGs werden gelöscht
- 3 EKG von Muster, Fritz wird übertragen
- 4 EKG wurde übertragen (Ü)




Bild 5-11. Initialisieren der Übertragung




Bild 5-12. Übertragen des EKG

## Direkte Übertragung

Die Verbindung des Gerätes zum PC oder zum MUSE-System muß mit der Verbindungsleitung 223 362 03 erfolgen.

Zur Übertragung müssen Sie das Gerät wie in Abschnitt 9.10 „Direkte EKG-Übertragung“ beschrieben konfigurieren.

Die Übertragung wird nach einer EKG-Aufnahme mit gestartet.

Der MAC 1200 kann auch gespeicherte EKGs übertragen (Option „Memory“ erforderlich).

Rufen Sie durch gleichzeitiges Drücken von und (Taste zuerst drücken und gedrückt halten) das Speicherprogramm auf (Bild 5-10).

- Möchten Sie alle gespeicherten EKGs gemeinsam übertragen, so bewegen Sie den Cursor an „Alle gespeicherten EKG-Aufnahmen Übertragen“ (1, Bild 5-10), möchten Sie nur ein bestimmtes EKG übertragen, bewegen Sie den Cursor an „Übertragen“ des entsprechenden EKG (z.B. 3, Bild 5-10).
- Bestätigen Sie mit .

Die Übertragung wird initialisiert (Bild 5-11) und danach gestartet (Bild 5-12).





Bild 5-13. Fehlermeldung

**Hinweis**

*Bei den Patientendaten werden die Informationen zu „Schrittmacher“, „Telefon“ und „Bemerkungen“ nicht an MUSE übertragen.*





Nach der Übertragung erscheint auf dem Display eine Meldung, wieviel EKGs erfolgreich übertragen wurden. Sobald Sie die Meldung mit  bestätigen, erscheint wieder das Aufnahmebild der Betriebsart „Automatik“.

War die Übertragung nicht möglich (z.B. falsche Baudrate gewählt, fehlerhafte Verbindung), erscheint die Fehlermeldung

„Übertragungsfehler! (A5) / (CSI)“

(je nach gewähltem Übertragungsprotokoll, Bild 5-13).

Sie können dann entweder

- mit  die Übertragung wiederholen,
- mit  die Einstellungen verändern oder
- mit   die Übertragung abbrechen.

**Direkte Übertragung an MUSE-Datenbank**

Bei der Übertragung an eine MUSE-Datenbank meldet sich MAC 1200 automatisch bei der Datenbank an. Danach erfolgt die Übertragung der Daten. Das Abbrechen der Übertragung kann einige Sekunden dauern, da sich der MAC 1200 ordnungsgemäß bei der MUSE-Datenbank abmelden muß. Danach erscheint wieder das Standardbild.






Bild 5-14. Anzeige nach Drücken von +




Bild 5-15. Anzeige nach der Initialisierung des Modems




Bild 5-16. Gerät ist empfangsbereit

Bild 5-17. EKG 1 wird empfangen

### Empfangen von EKGs mit CSI-Protokoll

(siehe auch Kapitel 13 „Technische Beschreibung“)

Das Empfangen von EKGs ist nur mit dem MAC 1200 in der Betriebsart „Automatik“ möglich.

- Rufen Sie den Bildschirm für das Empfangen von EKGs mit der Tastenkombination + auf (Bild 5-14). Das angeschlossene Modem wird automatisch initialisiert. Den Vorgang können Sie mit abbrechen.
- Aktivieren Sie die Empfangsbereitschaft durch Drücken von . Den Vorgang können Sie mit abbrechen.

Nach dem Aktivieren der Empfangsbereitschaft erscheint der normale Aufnahmebildschirm der Betriebsart „Automatik“. Die Empfangsbereitschaft wird durch „Auto (REC)“ angezeigt (Bild 5-16).

Auch bei aktivierter Empfangsbereitschaft können Sie EKG-Aufnahmen in der Betriebsart „Automatik“ durchführen.

Empfängt das Gerät ein EKG, erscheint ein entsprechender Hinweis (Bild 5-17). Den Empfang können Sie mit abbrechen.

Das empfangene EKG wird zur Ausgabe aufbereitet. Die Ausgabe erfolgt in dem eingestellten Format. Stehen mehrere EKG-Aufnahmen zum Empfang an, werden diese nacheinander empfangen und ausgedruckt.

Sobald das letzte EKG ausgedruckt ist, wird die Empfangsbereitschaft automatisch ausgeschaltet. Sie wird ebenfalls durch das Wählen einer anderen Betriebsart ausgeschaltet.

Die Ausgabeformate enthalten in der Fußzeile einen Hinweis auf

- den Absender
- die SW-Version und Version des vom Absender benutzten Analyseprogramms (z.B. „ACQ-DEV: V5.1M12i HEART V5.1“)

## Modem-Konfiguration

### (Menüpunkt „Modem“ —> „anderes“)

Wenn Sie nicht mit den Standardmodems arbeiten möchten, die im Menü „Kommunikation“ angeboten werden (MultiTech, Elsa), müssen Sie einige Parameter, die für eine einwandfreie Kommunikation zwischen MAC 1100 / MAC 1200 und Modem erforderlich sind, selbst eingeben.

Die speziellen AT-Befehle für Ihr Modem finden Sie im Benutzerhandbuch zu dem jeweiligen Modell. Drei Befehlsfolgen müssen in jedem Fall eingegeben werden, die jeweils einen bestimmten Modem-Betriebszustand definieren:

1. Initialisierung des Modems (Initialisierungsstring)
2. Verbindungsaufbau (Wählstring)
3. Beenden der Verbindung (Hangup-String)

Diese drei Strings geben Sie im Menü „Modem-Konfiguration“ ein (Abschnitt 3.6 „Anschließen von Zusatzgeräten“).

Im folgenden Beispiel finden Sie die Befehle für das MultiTech-Modem ZDX.

### 1. AT-Befehl zur Initialisierung

AT	Präfix, das jeden Befehl einleitet
&F	Standardkonfiguration laden (die Werkseinstellungen werden aus dem ROM in den Konfigurationsspeicher (RAM) geladen)
MO	Lautsprecher immer aus
&DO	DTR-Statuswechsel ignorieren
&QI	keine modifizierten Meldungen
VO	Rückmeldung in Kurzform als Ziffer (0...999)
-	Initialisierungsstring: AT&FMO&DO&:QIVO

### 2. AT-Befehl für den Verbindungsaufbau

Beispiel für einen Wählstring im Fall eines Modems, das an einer Nebenstelle angeschlossen ist und nach dem Frequenzwahlverfahren (Tonwahl) arbeitet.

AT	Präfix, das jeden Befehl einleitet
DT	Frequenzwahlverfahren (Tonwahl)
xxx	geben Sie nach DT das Zeichen für die Amtsholung ein (z.B. 0)
W	das an einer Nebenstelle angeschlossene Modem wartet auf den Wählton
-	Wählstring: ATDTOW

### 3. AT-Befehl für den Abbruch einer Verbindung

Die Kommunikation wird in zwei Schritten beendet:

MAC 1100 / MAC 1200 sendet zunächst eine Escape-Sequenz, damit das Gerät vom Online-Zustand wieder in den Befehlsmodus gelangt. Dann folgt der Befehl zum Verbindungsabbruch.

+++	Escape-Sequenz
AT	Präfix, das jeden Befehl einleitet
H	Befehl zum Verbindungsabbruch
-	Hangup-String: +++ATH




Bild 5-18. Überprüfen der globalen Meßmarken

- a** Amplitude
- b** Gewählte Ableitung
- c** Aktive Meßmarke (groß)
- d** Inaktive Meßmarken (klein)
- e** Zeit in [s]

## 5.6 Verschieben von Meßmarken / QT-Dispersion


Diese Funktion ist nur mit dem MAC 1200 möglich, sofern er mit der Option MEAS oder DIAG ausgerüstet ist. Außerdem ist das HEART-Interpretationsprogramm erforderlich.

### Globale Meßmarken

Nach einer Automatik-Aufnahme können die globalen Meßmarken für









- P-Anfang
- P-Ende
- QRS-Anfang
- QRS-Ende sowie
- T-Ende

manuell korrigiert werden.

- Rufen Sie nach der EKG-Aufnahme mit  das Bild zur Überprüfung der globalen Meßmarken auf (Bild 5-18).

In diesem Bild werden alle 12 EKG-Ableitungen dargestellt: die aktive Ableitung im Vordergrund schwarz, die inaktiven im Hintergrund grau. Die aktive Meßmarke ist groß dargestellt, die 4 inaktiven klein.

Zum Korrigieren der Meßmarken stehen folgende Tasten zur Verfügung:

-   Verschieben der aktiven Meßmarke nach rechts oder links
-   Auswählen der nächsten oder vorherigen Meßmarke
-  Aktivieren der nächsten Ableitung
-  Umschalten der Empfindlichkeit
-  Beenden mit Übernahme der Korrekturen
-  Beenden ohne Übernahme der Korrekturen

- Leertaste Umschalten zwischen „Meßwert ist sicher“ und „Meßwert ist unsicher“ für die Werte P-Anfang, P-Ende




Bild 5-19. Überprüfung der T-Ende-Meßmarken

- a** Amplitude
- b** Gewählte Ableitung
- c** Zeit in [s]
- d** Aktive Meßmarke

### Lokale T-Ende-Meßmarken / QT-Dispersion

Nach dem Verlassen des Bildes zur Überprüfung der globalen Meßmarken erscheint automatisch das Bild zur Überprüfung der T-Ende-Meßmarken (Bild 5-19).

In diesem Bild wird daher immer nur eine Ableitung angezeigt und die Meßmarke für das Ende der T-Welle.

Durch die Korrektur der lokalen T-Ende-Meßmarke wird auch der Wert der QT-Dispersion korrigiert.

Zum Korrigieren der Meßmarke stehen folgende Tasten zur Verfügung:

- Verschieben der Meßmarke nach rechts oder links
- Aufrufen der nächsten Ableitung
- Umschalten der Empfindlichkeit
- Beenden mit Übernahme der Korrekturen
- Beenden ohne Übernahme der Korrekturen

Nach dem Verlassen des Bildes erscheint wieder das Aufnahmebild der Betriebsart „Automatik“.

Die korrigierte EKG-Aufnahme kann mit ausgedruckt werden.



Ist die Speicher-Option „MEMO“ vorhanden, kann die korrigierte Aufnahme gespeichert werden (oder wird automatisch gespeichert, wenn das Gerät entsprechend konfiguriert ist). Wurde die unkorrigierte Aufnahme bereits gespeichert, so wird sie von der korrigierten überschrieben.

#### Hinweis

**Korrekturen der lokalen T-Ende-Meßmarke haben keinen Einfluß auf die globale T-Ende-Meßmarke.**

## 6 Registrieren in der Betriebsart „Manuell“

### 6.1 Grundsätzliches

In der Betriebsart „Manuell“ registriert das Gerät simultan 6 Ableitungen in Echtzeit. Die Registrierung wird mit Taste   gestartet und gestoppt. Einige Geräteeinstellungen können individuell verändert (konfiguriert) werden. Sie sind mit einem (c) gekennzeichnet.

Im folgenden wird die Werkseinstellung beschrieben (nebenstehende Tabelle). Wie Sie die Werkseinstellung verändern lesen Sie in Abschnitt 9.3 „Betriebsart Manuell“.

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeiten
Registriersequenz	STANDARD	CABRERA, NEHB, SEQ.NR.4
Empfindlichkeit	10 mm/mV	„auto“, 5, 20, 40 mm/mV
Geschwindigkeit	25 mm/s	5, 50 mm/s
Muskelfilter	Nein	Ja
Filterfrequenz	40 Hz	20 Hz
Netzfilter	Ja	Nein
Anti-Drift-System	Nein	Ja
Auto Papiervorschub	Nein	Ja

Tabelle 6-1. Konfigurationsmenü „Manuell“

**Hinweis**





*In der Betriebsart „Manuell“ erscheinen Hinweise auf abgefallene Elektroden zusätzlich auch auf der Registrierung, z.B. „Fehler Elek. C1.“.*

\*R\*: Elektrode am rechten Arm abgefallen  
 \*L\*: Elektrode am linken Arm abgefallen  
 \*F\*: Elektrode am linken Bein abgefallen  
 \*C1\*: Brustwand-Elektrode C1 abgefallen  
 \*C2\*: Brustwand-Elektrode C2 abgefallen  
 \*C3\*: Brustwand-Elektrode C3 abgefallen  
 \*C4\*: Brustwand-Elektrode C4 abgefallen  
 \*C5\*: Brustwand-Elektrode C5 abgefallen  
 \*C6\*: Brustwand-Elektrode C6 abgefallen  
 \*NA\*: NEHB-Elektrode Nap abgefallen  
 \*NT\*: NEHB-Elektrode Nst abgefallen  
 \*NX\*: NEHB-Elektrode Nax abgefallen


*Hinweise auf abgefallene Elektroden*



**Hinweis**

*Sie können in der Betriebsart „Manuell“ die Registriersequenzen auch wie folgt umschalten:*


  $Q^1$  = Standard  
  $W^2$  = CABRERA  
  $E^3$  = NEHB  
  $R^4$  = Seq. 4

**6.2 Registrieren**




Nach dem Einschalten wählen Sie die manuelle Betriebsart mit der Taste .

- Vor der Aufnahme können Sie Patientendaten eingeben (Taste ). Wir empfehlen, zumindest den Patientennamen einzugeben, da er auf jedem Ausgabeblatt erscheint.
- Bevor Sie die Registrierung starten, sollten Sie sich auch vergewissern, daß kein Hinweis auf eine abgefallene Elektrode im Display vorhanden ist (siehe links). Bleibt der Hinweis bestehen, obwohl Sie alle Elektroden überprüft haben, deutet das auf eine unterbrochene Patientenleitung hin. Tauschen Sie die Leitung aus.
- Die Registrierung starten und stoppen Sie mit der Taste .

In der Werkseinstellung wählt der MAC 1100 / MAC 1200 dann folgende Funktionen und Einstellungen:

- die Registriersequenz (Zuordnung der Ableitungen zu den Registrierkanälen) STANDARD (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) (c); außerdem konfigurierbar: CABRERA, NEHB, SEQ. NR. 4 (eigene Kombination)
- eine Empfindlichkeit von 10 mm/mV (c); (Kalibrierimpuls bei Registrierbeginn). Auf Wunsch kann auch eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit an das zu registrierende EKG gewählt werden (Abschnitt 9.3 „Betriebsart Manuell“). Außerdem können Sie die Empfindlichkeit mit  umschalten (5, 10, 20 und 40 mm/mV).

**Hinweis**

- **Bedenken Sie, daß durch das Einschalten eines Filters Informationen verlorengehen können, da der Übertragungsbereich eingeschränkt wird. Schalten Sie deshalb ein Filter nicht grundsätzlich, sondern nur gezielt ein.**
- Mit  können Sie die anderen 6 Ableitungen der gewählten Registriersequenz aufrufen.
- Mit  ,  können Sie vor dem Starten der Registrierung die anderen 3 Ableitungen der gewählten 6er Gruppe darstellen.











Bild 6-1. Display in der Betriebsart „Manuell“

- a** Betriebsart
- b** Muskelfilter eingeschaltet
- c** Netzfilter eingeschaltet
- d** Anti-Drift-System eingeschaltet
- e** Patientenname
- f** Papiergeschwindigkeit
- g** Empfindlichkeit 10 mm/mV  
(Automatik aus)
- h** Registriersequenz
- i** Brustwand-Elektrode abgefallen
- j** Herzfrequenz
- k** Herzfrequenzgrenzwert  
(veränderbar)

- eine Papiergeschwindigkeit von 25 mm/s; sie kann jederzeit mit  umgeschaltet werden
- das Muskelfilter ist ausgeschaltet (c)
- das Netzfilter ist eingeschaltet (c)
- das Anti-Drift-System ist ausgeschaltet (c)
- das Papier wird beim Betätigen von   nicht bis zum nächsten Falz vorgeschoben (Auto Papiervorschub (c))
- mit  kann im Anschluß an die Registrierung der Ausdruck der Patientendaten abgerufen werden

Die wichtigsten Geräteeinstellungen werden im Display (Bild 6-1) angezeigt.

- Schalten Sie während der Registrierung die Papiergeschwindigkeit, die Ableitungsgruppe oder die Filtereinstellung um, so unterbricht der MAC 1100 / MAC 1200 die Registrierung kurz.
- Mit  registrieren Sie die nächsten 6 Ableitungen der eingestellten Registriersequenz.
- Bei eingeschaltetem Anti-Drift-System (ADS) entsteht eine kleine Startverzögerung, die das System zur Aktivierung benötigt. Das registrierte EKG hat eine Verzögerung von 2,2 s.

Der Herzfrequenzgrenzwert wird mit Eingabe des Geburtsdatums automatisch vorgegeben (WHO 100% = 220 - Lebensalter). Wird kein Geburtsdatum eingegeben, erscheint automatisch der Grenzwert 180. Er kann mit  und  geändert werden (5er Schritte).

## 7 Registrieren in der Betriebsart „Arrhythmie“

### 7.1 Grundsätzliches






Bild 7-1. Ereignisregistrierung

#### Hinweis

Mit der Taste  können Sie nach dem Programm-Start eine kontinuierliche Registrierung mit 5 mm/s einschalten (c). Tritt ein Arrhythmie-Ereignis auf, schaltet das Gerät automatisch auf die schnelle Papiergeschwindigkeit um. Mit Taste  schalten Sie diesen Trendschrieb auch wieder aus. Sie können das Gerät auch so konfigurieren, daß dieser langsame Trendschrieb automatisch beim Starten der Betriebsart beginnt.

In der Betriebsart „Arrhythmie“ untersucht der MAC 1200 das EKG kontinuierlich auf Arrhythmien.

Aus 6 simultan aufgezeichneten Ableitungen wählt der MAC 1200 automatisch die beiden Kanäle aus, die sich für die Analyse am besten eignen.

Sobald das Programm ein Arrhythmie-Ereignis erkennt, wird dieses mit Vor- und Nachgeschichte registriert (Bild 7-1). Bei länger andauernden Ereignissen ist auch die Registrierung entsprechend länger. In der Konfiguration (Abschnitt 9.4 „Betriebsart Arrhythmie“) kann bestimmt werden, ob und wann eine Registrierung ausgelöst wird:

- bei allen Einzelschlag-Ereignissen
- nur bei ungleichen Einzelschlag-Ereignissen
- keine Registrierung

Einige Geräteeinstellungen können individuell verändert (konfiguriert) werden. Sie sind mit einem (c) gekennzeichnet und bleiben gespeichert. Im folgenden wird die Werkseinstellung beschrieben (nebenstehende Tabelle). Wie Sie die Werkseinstellung verändern lesen Sie in Abschnitt 9.4 „Betriebsart Arrhythmie“.

Größe	Werkseinstellung	Einstellmöglichkeiten
Registriersequenz	STD-BW	STD_RED STD_EX CABR_EX NEHB BW_HOCH
Empfindlichkeit	10 mm/mV	„auto“, 5, 20, 40 mm/mV
Muskelfilter	Nein	Ja
Filterfrequenz	40 Hz	20 Hz
Netzfilter	Ja	Nein
Trendschrieb	Nein	Ja
Arrhythmie-Ausgabe	ungleich	alle, keine
Episodenausgabe	zeitl	prio, ventr., nein

Tabelle 7-1. Konfigurationsmenü „Arrhythmie“

#### Hinweis

Damit die EKG-Analyse korrekt arbeitet, muß für Schrittmacherpatienten in den Patientendaten bei Schrittmacher „Ja“ gewählt werden (Abschnitt 4.3 „Eingeben der Patientendaten“).



## 7.2 Registrieren

**\*R\*:** Elektrode am rechten Arm abgefallen  
**\*L\*:** Elektrode am linken Arm abgefallen  
**\*F\*:** Elektrode am linken Bein abgefallen  
**\*C1\*:** Brustwand-Elektrode C1 abgefallen  
**\*C2\*:** Brustwand-Elektrode C2 abgefallen  
**\*C3\*:** Brustwand-Elektrode C3 abgefallen  
**\*C4\*:** Brustwand-Elektrode C4 abgefallen  
**\*C5\*:** Brustwand-Elektrode C5 abgefallen  
**\*C6\*:** Brustwand-Elektrode C6 abgefallen  
**\*NA\*:** NEHB-Elektrode Nap abgefallen  
**\*NT\*:** NEHB-Elektrode Nst abgefallen  
**\*NX\*:** NEHB-Elektrode Nax abgefallen





*Hinweise auf abgefallene Elektroden*

### Hinweis

Mit der Taste  können Sie nach dem Programmstart eine Registrierung von einer Seite auslösen.

### Hinweis

Bedenken Sie, daß durch das Einschalten eines Filters Informationen verlorengehen können, da der Übertragungsbereich eingeschränkt wird. Schalten Sie deshalb ein Filter nicht grundsätzlich, sondern nur gezielt ein.

- Nach dem Einschalten wählen Sie die Betriebsart Arrhythmie mit .
- Vor der Aufnahme können Sie Patientendaten eingeben (Taste ). Wir empfehlen, zumindest den Patientennamen einzugeben, da er auf jedem Ausgabeblatt erscheint.
- Bevor Sie die Registrierung starten, sollten Sie sich auch vergewissern, daß kein Hinweis auf eine abgefallene Elektrode im Display vorhanden ist (siehe links). Bleibt der Hinweis bestehen, obwohl Sie alle Elektroden überprüft haben, deutet das auf eine unterbrochene Patientenleitung hin. Tauschen Sie die Leitung aus.
- Das Programm starten und stoppen Sie mit der Taste  .

Nach dem Start werden die 6 Ableitungen registriert (1 Blatt). In einer anschließenden Lernphase ermittelt das Programm den typischen QRS-Komplex des Patienten. Am Ende der Lernphase wird eine Registrierung ausgelöst, in der die „Lern-QRS-Komplexe“ mit „L“ gekennzeichnet werden und der als Normalschlag gelernte QRS-Komplex mit „QRSL“. Nach dieser Lernphase ist der MAC 1200 bereit, Arrhythmie-Ereignisse zu erkennen und auszuwerten.

In der Werkseinstellung wählt der MAC 1200 dann folgende Funktionen oder Einstellungen:

- die Registriersequenz (Zuordnung der Ableitungen zu den Registrierkanälen) STD\_BW (V1...V6) (c)
- eine Empfindlichkeit von 10 mm/mV (c); (Kalibrierimpuls bei Registrierbeginn). Auf Wunsch kann auch eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit an das zu registrierende EKG konfiguriert werden (auto)
- das Muskelfilter ist ausgeschaltet (c)
- das Netzfilter ist eingeschaltet (c)




Bild 7-2. Displayanzeige in der Betriebsart „Arrhythmie“

- a Betriebsart
- b Muskelfilter eingeschaltet
- c Netzfilter eingeschaltet
- d Anti-Drift-System eingeschaltet
- e Patientenname
- f Papiergeschwindigkeit (Arrhy-Ereignisse)
- g Trendregistrierung eingeschaltet
- h Empfindlichkeit
- i Registriersequenz
- j Brustwand-Elektrode C1 abgefallen
- k Herzfrequenz
- l Herzfrequenzgrenzwert (veränderbar)

#### Hinweis

Wird eine Registrierung mit „A“ gekennzeichnet, so bedeutet dies, daß die Arrhythmieanalyse Artefakte erkennt und nicht einwandfrei arbeiten kann. Ursache können z.B. Nullinienschwankungen sein. Bei eingeschaltetem Anti-Drift-System werden derartige Störungen größtenteils vermieden. Überprüfen Sie unbedingt Elektroden und Leitungen.

- der langsame Trendschrieb ist nicht eingeschaltet (c)
- die Arrhythmie-Ereignisse werden mit 25 mm/s registriert
- es werden nur ungleiche Arrhythmie-Ereignisse registriert (c). Sie können das Gerät auch so konfigurieren, daß „alle“ Ereignisse registriert werden oder „keine“.
- im Schlußreport werden die Episoden in zeitlicher Reihenfolge ausgegeben

Die wichtigsten Geräteeinstellungen werden im Display (Bild 7-2) angezeigt.

Die Kurzbezeichnungen der Arrhythmie-Ereignisse werden in der Tabelle 7-2 erläutert.

Der Herzfrequenzgrenzwert wird mit Eingabe des Geburtsdatums automatisch vorgegeben (WHO 100% = 220 - Lebensalter). Wird kein Geburtsdatum eingegeben, erscheint automatisch der Grenzwert 180. Er kann mit den Tasten **F** , **G\*** verändert werden (5er Schritte).

#### Schlußreport

Die Arrhythmie-Registrierung wird mit beendet.

Danach kann mit der Schlußreport ausgegeben werden. Er besteht aus

- dem Patientenblatt (mit den kompletten Patientendaten und einer Tabelle mit den analysierten QRS-Komplexen, Art und Anzahl der aufgetretenen Ereignisse und der Analyse-dauer) und
- der Episodenausgabe (max. 3 Blätter mit je 2 Episoden).

<b>Arrhythmie-Ergebnisse</b>	
– Asystolie, Grenzwert	ASYSTO
– ventrikuläres Flattern/Flimmern	VFIB
– ventrikuläre Tachykardie (mehr als 3 VES)	VTAC
– ventrikuläre Salve (3 VES)	SALVE
– ventrikuläres Paar (2 VES)	PAAR
– Pause mit 2 fehlenden QRS-Komplexen	PAU2
– Pause mit 1 fehlenden QRS-Komplex	PAU1
– frühe VES	FVES
– ventrikulärer Bigeminus	VBIG
– Formwechsel (z.B. intermittierender Schenkelblock) FW	
– polymorphe VES	POLY
– supraventrikuläre Arrhythmie	SVAR
– paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie	PSVT
– Tachykardie	TACH
– Bradykardie	BRAD
– fehlerhafte Schrittmacher-Aktion	PERR
– ventrikulärer Ersatzschlag	ERS
– ventrikuläre Extrasystole	VES
– supraventrikuläre Extrasystole	SES
– aberranter QRS-Komplex	ABR
– effektive Schrittmacher-Aktion	PEFF
– Pause (>1,5-fache des normalen RR-Abst.) TL	
– absolute Pause, Grenzwert	PAUA
– Artefakt	A
– Lernen	L
– gelernter QRS-Komplex	QRSL

*Tabelle 7-2. Kurzbezeichnungen der Arrhythmie-Ereignisse*

## 8 Elektrokardiogramme von Schrittmacherpatienten / bei gleichzeitiger Defibrillation

### 8.1 Elektrokardiogramme von Schrittmacherpatienten

Das direkte Darstellen eines Schrittmacherimpulses innerhalb einer EKG-Registrierung ist schon allein aufgrund der langsamen Papiergeschwindigkeit nicht möglich. Der Impuls würde bei einem Papiervorschub von 50 mm/s und einer Impulsdauer von 0,5 ms nur mit 0,025 mm Breite dargestellt werden.

Aus diesem Grund werden die Schrittmacherimpulse in der Amplitude verkleinert und verbreitert, so daß sie deutlich dargestellt werden. Beim MAC 1100 / MAC 1200 wird der Impuls vorzeichenrichtig mit 5 ms Dauer und in den einzelnen Ableitungen mit konstanten Amplituden registriert (je nach Polarität des Schrittmacherimpulses in Ableitung I und II kann sich die Schrittmacherimpulsdarstellung in Ableitung III aufheben). Die Rückladekurve kann in den einzelnen Ableitungen in der Amplitude schwanken. Bild 8-1 zeigt eine EKG-Registrierung mit Schrittmacherimpulsen.



Bild 8-1. EKG-Registrierung mit Schrittmacherimpulsen

#### Warnung

**Falsche HF-Anzeige, ausbleibende HF-Alarmierung** — Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß durch das Zusammentreffen ungünstiger Umstände Schrittmacherimpulse als Kammerkomplexe gewertet und damit gezählt werden. Andererseits können Kammerkomplexe in ungünstigen Fällen unterdrückt werden. Schrittmacherpatienten müssen deshalb immer zusätzlich visuell kontrolliert werden.

### 8.2 Elektrokardiogramme bei gleichzeitiger Defibrillation

Der Anschluß für die Patientenleitung ist defibrillationsfest, so daß Sie die EKG-Elektroden während der Defibrillation am Patienten belassen können.

Durch die Entladeströme der Defibrillation kann es jedoch bei der Verwendung von Edelstahl- oder Silberelektroden zu einer totalen Polarisierung des Elektroden-Hautübergangs kommen. Dadurch wird die EKG-Signalaufnahme für mehrere Minuten blockiert. Dies können Sie vermeiden, wenn Sie unsere Silber-Silberchlorid-Elektroden verwenden.

Schalten Sie den MAC 1100 / MAC 1200 auf die Betriebsart „Manuell“, wenn Sie während der Registrierung defibrillieren müssen und schalten Sie das Anti-Drift-System wegen der Signalverzögerung (ca. 2 s) aus (Abschnitt 9.3 „Betriebsart Manuell“).

Verwenden Sie andere Elektroden, empfehlen wir, die Patientenleitung für die Dauer der Defibrillation vom Gerät zu trennen.

#### Warnung


- **Geräteschaden** — Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur die Original-Marquette Hellige-Patientenleitungen. Überprüfen Sie vor dem Anschließen die Patientenleitung auf einwandfreien Zustand.
- **Patientengefährdung, verzögerte Darstellung des EKG** — Verwenden Sie bei der EKG-Registrierung und gleichzeitiger Defibrillation nur Silber-Silberchlorid-Elektroden für die EKG-Abnahme.
- **Stromschlaggefahr** — Berühren Sie während der Defibrillation weder den Patienten, noch die Elektroden oder Elektrodenleitungen

#### Hinweis

Beachten Sie die Sicherheitshinweise des verwendeten Defibrillators.

## 9 Konfigurieren


### 9.1 Grundsätzliches

- Die Konfiguration rufen Sie mit  auf.




Es erscheint dann folgendes Auswahlmenü:

- Betriebsart: Automatik (Manuell, Arrhythmie)
- Allgemeine Einstellungen
- Kommunikation
- Konfigurieren Patientendaten
- Optionsschlüssel





Bei „Betriebsart“ erscheint immer die Betriebsart, in der sich das Gerät befindet. Sie müssen also zuerst die Betriebsart wählen, die Sie konfigurieren wollen.

- Zum Aufrufen der einzelnen Konfigurationsmenüs bewegen Sie den Auswahlbalken mit den Pfeiltasten auf den entsprechenden Menüpunkt und bestätigen mit .

Das Verändern der Einstellungen geht immer nach demselben Schema:

- Sie bewegen den Cursor mit den Pfeiltasten   an die gewünschte Einstellung und bestätigen mit .

Der Cursor springt zum nächsten Punkt.

- Möchten Sie einen Punkt überspringen, drücken Sie  oder .
- Zum Beenden der Einstellung drücken Sie  .

Die Werkseinstellung ist mit [...] gekennzeichnet.





Bild 9-1. Tasten zum Konfigurieren der Einstellungen

### 9.2 Betriebsart „Automatik“

- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Betriebsart Automatik“ und bestätigen Sie mit .

Das Eingabemenü erscheint.

#### Registriersequenz

[STANDARD] (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)

CABRERA (aVL, I, -aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6)

NEHB (I, II, III, aVR, aVL, aVF, D, A, J, D, A, J) (nur mit Interpretationsprogramm HEART)

#### Rhythmuskanäle

Abhängig vom eingestellten Ausgabeformat werden entweder keine, 1, 3 oder 6 frei konfigurierbare Rhythmuskanäle ausgegeben.

Beim Format 12\_F1 wird immer V6 als Rhythmuskanal ausgegeben (bei NEHB: Ableitung J), bei den Formaten 3\_F1, 6\_F1 der erste (konfigurierte) Rhythmuskanal, bei den Formaten 1x10R3 und 4x2.5R3 die ersten 3 und bei den Formaten H1 und A1 alle 6.

#### Empfindlichkeit

5, [10], 20, 40 mm/mV, auto

#### Registrierformat

Siehe Abschnitt 5.4 „Die Ausgabedokumente“.

#### Extra-Seite (nur bei MAC 1200)

Die Extra-Seite wird ausgegeben, Ja/[Nein] (Abschnitt 5.4 „Die Ausgabedokumente“).

#### Fortl. Rhythmus

[Ja]: Beim Ausgabeformat 6\_F1 entsprechen die ersten 6 Ableitungen Sekunde 0...5, die zweiten 6 Ableitungen Sekunde 6...10.

Nein: Auch die zweiten 6 Ableitungen entsprechen Sekunde 0...5

(Dasselbe gilt sinngemäß für das Format 3\_F1).

## Muskelfilter/Netzfilter

Zum Ausblenden von Muskelartefakten bzw. Netzfrequenzstörungen (Ja, [Nein]).

### Hinweis

*Bedenken Sie, daß durch das Einschalten eines Filters Informationen für die Diagnose verlorengehen können, da der Übertragungsbereich eingeschränkt wird. Schalten Sie deshalb ein Filter nicht grundsätzlich, sondern nur gezielt ein.*

## Filterfrequenz

Zum Auswählen der Frequenz des Muskelfilters ([40 Hz], 20 Hz).


In der Fußzeile der Registrierung wird der Frequenzbereich angegeben:

„0.08 - 40 Hz“ (Muskelfilter 40 Hz eingeschaltet)

„0.08 - 20 Hz“ (Muskelfilter 20 Hz eingeschaltet)

„0.08 - 150 Hz“ (Muskelfilter ausgeschaltet).

## Manuelle Kopie an

Beim Drücken der Taste  wird eine Kopie ausgedruckt [EKG] oder das EKG an ein HOST-System (CardioSys, CardioSoft, MUSE) übertragen.

## Anzahl Schriebe

Möchten Sie das EKG nicht ausdrucken, sondern nur die Daten sammeln oder das EKG an den PC übertragen, so wählen Sie „0“ (auf Display erscheint „REG.AUS“). Bei Einstellungen größer 1 werden Dokumente mehrfach ausgedruckt [1].

**EKG automatisch speichern** (nur MAC 1200 mit Option „Memory“)

EKG-Aufnahmen, die komplett ausgegeben wurden, werden automatisch im internen Memory gespeichert (Ja) oder nicht gespeichert [Nein].

**EKG nach Übertragung löschen** (nur MAC 1200 mit Option „Memory“)

Gespeicherte EKG-Aufnahmen, die über die RS232-Schnittstelle an ein HOST-System erfolgreich übertragen wurden, werden anschließend im internen Speicher gelöscht ([Nein], Ja).

Wenn „EKG nach Übertragung löschen“ mit „Ja“ konfiguriert wird, und bereits gespeicherte EKG-Aufnahmen aus dem Speicher übertragen wurden, werden diese nach der nächsten Übertragung eines gespeicherten EKGs nachträglich gelöscht.

## Interpretation

Bei der Auswahl „Ja“ wird die Interpretation erstellt.

### Interpretation ausgeben

Bei der Auswahl „Ja“ wird die erstellte Interpretation auf dem Ausdruck ausgegeben.

Unabhängig von dieser Einstellung wird die erstellte Interpretation immer übertragen an CardioSys, CardioSoft oder MUSE.


**Elek. Status ignor.** (Override-Funktion) [Nein]

Bei eingeschalteter Override-Funktion (Ja) startet das Gerät in der Betriebsart „Automatik“ auch dann, wenn nicht alle Elektroden angelegt bzw. schlecht appliziert sind.

Bei abgefallenen Elektroden wird auf der Registrierung ein Hinweis auf die daraus resultierende schlechte Signalqualität vermerkt.

Vermessungs- und Interpretationsergebnisse können durch abgefallene Elektroden stark beeinflusst bzw. unkorrekt sein.

### 9.3 Betriebsart „Manuell“

- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Betriebsart Manuell“ und bestätigen Sie mit .

Das Eingabemenü erscheint.


#### Registriersequenz

[STANDARD] (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)

CABRERA (aVL, I, -aVR, II, aVF, III, VI, V2, V3, V4, V5, V6)

NEHB (D, A, J, I, II, III, aVR, aVL, aVF, D, A, J)

SEQ. NR. 4 (hier können Sie Ihre eigene Sequenz erstellen):

- Bewegen Sie den Cursor auf „SEQ. NR. 4“
- Drücken Sie .


Es erscheint Bild 9-2.

Registriersequenz:		SEQ. NR. 4	
		Ableitung	Bezeichnung
Kanal 1:	I		I
Kanal 2:	II		II
Kanal 3:	III		III


Bild 9-2. Erstellen der eigenen Registriersequenz

- Drücken Sie .

Der Cursor springt an die Eingabestelle für „Ableitung in Kanal I“. Sie möchten z.B. in Kanal I aVR registrieren.

- Geben Sie „aVR“ ein und bestätigen Sie mit .

Der Cursor springt an die Eingabestelle für die Ableitungsbezeichnung. Dort erscheint ebenfalls aVR.

- Möchten Sie eine andere Bezeichnung eingeben, überschreiben Sie die Vorgabe (max. 4 Zeichen).
- Bestätigen Sie mit  und wiederholen Sie den Vorgang für Kanal 2 usw.

Sie können der Sequenz einen beliebigen Namen geben, indem Sie „SEQ. NR. 4“ einfach überschreiben.

#### Empfindlichkeit

„auto“, 5, [10], 20, 40 mm/mV; bei „auto“ wird die Empfindlichkeit für die 6 simultan registrierten Ableitungen jeweils automatisch gewählt.

#### Geschwindigkeit

Zum Umschalten der Papiergeschwindigkeit (5, [25], 50 mm/s).

#### Muskelfilter/Netzfilter

Zum Ausblenden von Muskelartefakten (Ja, [Nein]) bzw. Netzfrequenzstörungen ([Ja], Nein).

#### Filterfrequenz

Zum Auswählen der Frequenz des Muskelfilters ([40], 20 Hz).

In der Fußzeile der Registrierung wird der Frequenzbereich angegeben:

„0.08 - 40 Hz“ (Muskelfilter 40 Hz eingeschaltet)

„0.08 - 20 Hz“ (Muskelfilter 20 Hz eingeschaltet)

„0.08 - 150 Hz“ (Muskelfilter ausgeschaltet).


#### Anti-Drift-System (ADS)

Nullinienschwankungen werden automatisch kompensiert (Signalverzögerung bei ADS ca. 2 s) (Ja, [Nein]).

#### Auto Papiervorschub

Papier wird vor dem Start immer bis zum nächsten Falz vorgeschoben (Ja/ [Nein]).


## 9.4 Betriebsart „Arrhythmie“

- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Betriebsart Arrhythmie“ und bestätigen Sie mit .

Das Eingabemenü erscheint.

### Registriersequenz

[STD\_BW]: V1, V2, V3, V4, V5, V6  
 STD\_RED: I, II, III, V2, V4, V6  
 STD\_EX: I, II, III, aVR, aVL, aVF  
 CABR\_EX: aVL, I, -aVR, II, aVF, III  
 NEHB: I, II, III, D, A, J  
 BW\_HOCH: V1', V2', V3', V4', V5', V6'4  
 (hier können Sie Ihre eigene Sequenz erstellen):

- Bewegen Sie den Cursor auf „BW\_HOCH“.
- Drücken Sie  und erstellen Sie wie in Abschnitt 9.3 beschrieben die Registriersequenz.

### Empfindlichkeit

auto, 5, [10], 20, 40 mm/mV; bei „auto“ wird die Empfindlichkeit automatisch gewählt.

### Muskelfilter/Netzfilter

Zum Ausblenden von Muskelartefakten bzw. Netzfrequenzstörungen.

Muskelfilter: [Nein], Ja

Netzfilter: [Ja], Nein

### Filterfrequenz

Zum Auswählen der Frequenz des Muskelfilters ([40], 20 Hz).

In der Fußzeile der Registrierung wird der Frequenzbereich angegeben:

„0.08 - 40 Hz“ (Muskelfilter 40 Hz eingeschaltet)

„0.08 - 20 Hz“ (Muskelfilter 20 Hz eingeschaltet)

„0.08 - 100 Hz“ (Muskelfilter ausgeschaltet).

### Trendschrieb

Der langsame Trendschrieb von 5 mm/s beginnt automatisch bei Programmstart ( [Nein]/Ja).

### Arrhythmie-Ausgabe

Die Arrhythmie-Registrierung startet bei allen Ereignissen, [nur bei den ungleichen Ereignissen] oder es findet keine Arrhythmie-Registrierung statt.

### Episodenausgabe

Ausgabe der Ereignisepisoden im Schlußreport nach einem der folgenden Kriterien

- in zeitlicher Folge,
  - geordnet nach Prioritäten (siehe Tabelle 7-1),
  - nur ventrikuläre Ereignisse,
  - keine Ausgabe
- ([zeitl], .prio, ventr, nein).





## 9.5 Allgemeine Geräteeinstellungen

### Behandelnder Arzt / Prüfender Arzt / Bediener

Im linken Feld steht der Nachname des (im Default-Feld, s. u.) ausgewählten Arztes oder Bedieners.

Bei „andere“ erscheint ein Eingabemenü für die Eingabe von bis zu 10 Namen (2stellige Kennnummer, Vorname, Nachname). Der im Default-Feld eingegebene Name (Kennnummer) wird beim Einschalten automatisch selektiert.

„Prüfender Arzt“ ist nur für die EKG-Übertragung an eine MUSE-Datenbank relevant. Der Name wird nicht auf den EKG-Registrierungen ausgedruckt. Das Eingabemenü wird mit   geschlossen.

### Klinik/Praxis

Die hier eingegebenen Namen werden auf jedem Blatt mit ausgedruckt.

### Gerätenummer<sup>1)</sup>

4stellige Nummer, Defaultwert 1, Bereich 1...9999.

### Empfängernummer<sup>1)</sup>

Nummer der MUSE-Datenbank an die gesendet werden soll, Defaultwert 1, gültige Werte 1...255.

### Abteilungsnummer<sup>1)</sup>

3stellige Kennnummer der Abteilung, der das EKG-Gerät zugeordnet ist, Defaultwert 1, Bereich 1...600.

### Datum/Zeit

Zum Eingeben von Datum und Uhrzeit (Jahr 4stellig).

### Akustischer Elektrodenalarm

Bei schlecht angelegter oder abgefallener Elektrode akustisches Signal (Ja, [Nein]).

### Akustischer HF-Alarm

Bei Überschreiten des HF-Grenzwerts akustisches Signal (Ja, [Nein]) (nur in den Betriebsarten „Manuell“ und „Arrhythmie“). Der Grenzwert (220 - Lebensalter) kann manuell verändert werden.

### Elektrodenbezeichnung

[IEC-Bezeichnung]: R, L, F, N, C1 bis C6 oder AAMI-Bezeichnung: RA, LA, RL, LL, V1 bis V6.

### Datum

Schreibweise Tag.Monat.Jahr oder Monat/Tag/Jahr.

### Zeit

Zeitangabe [24 h] oder 12 h (am/pm).

### Einheiten

Für Körpergewicht und -größe: [cm/kg] oder in/lb.

### Netz

Netzfrequenz (Europa [50 Hz], USA 60 Hz).

### Beleuchtung aus nach

Wird innerhalb der eingestellten Zeit keine Taste betätigt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Display automatisch aus (Werkseinstellung 20 min, einstellbar von 1 ...99 min).

### Start in Betriebsart

Nach dem Start wird die konfigurierte Betriebsart aktiviert [Automatik].

### Sprache

Zum Auswählen der Sprache.

<sup>1)</sup> Wert wird als Defaultwert in die Patientendaten übernommen

### Passwortschutz aktivieren

Wählen Sie „Ja“, um den Passwortschutz für die Konfiguration zu aktivieren. Sie werden dann aufgefordert, ein Passwort einzugeben und dieses zu wiederholen. Danach ist der Passwortschutz aktiv.

Um das Passwort zu ändern (nur möglich, wenn Passwortschutz aktiv),

- wählen Sie den Menüpunkt „Passwort aktivieren“
- geben Sie das alte Passwort ein
- geben Sie das neue Passwort ein
- wiederholen Sie das neue Passwort

### Testdaten

Sie können zum Test oder zur Demonstration ein intern gespeichertes EKG registrieren (Ja). Aus Sicherheitsgründen schaltet das Gerät beim Einschalten stets auf [Nein].

### Werkseinstellung gesamt

Mit „Ja“ stellen Sie die Werkseinstellung wieder her (einschließlich der Einstellungen in den Betriebsarten „Automatik“, „Manuell“ und „Arrhythmie“).

Zum Aktivieren Gerät kurz aus- und einschalten.

### Konfig.listen drucken

Mit Ja, [Nein] erscheint ein Auswahlmenü zum Ausdrucken der einzelnen Konfigurationslisten:

- alle Listen
- allgemeine Einstellungen / Kommunikation / Zusatzgeräte / Konfigurieren der Patientendaten
- Automatik
- Manuell
- Arrhythmie

## 9.6 Kommunikation

### Übertragungsprotokoll

Es stehen die Übertragungsprotokolle „A5“ und „CSI“ (Client Server Interface, nur MAC 1200) zur Auswahl.

Mit „A5“ kann das 10-Sekunden-Ruhe-EKG an CardioSys oder CardioSoft übertragen werden. Das CSI-Protokoll erlaubt das Übertragen von Ruhe-EKGs an eine MUSE-Datenbank.

### Baudrate (HOST)

Übertragungsrate zum ausgewählten Protokoll.

Wir empfehlen, die Werkseinstellung von [19200] zu benutzen.

### Modem

Zum Auswählen des angeschlossenen Modem-Typs. Sie können zwischen den Standardgeräten MultiTech (MT 19.32, 56.6), Elsa 28.8, Elsa 33.6, Elsa 56.6 und einem benutzerdefinierten Modem wählen.

Bei den Standardgeräten müssen Sie lediglich eingeben

- das Anwahlverfahren (Puls oder Ton; abhängig vom Telefonnetz)
- die Telefonnummer (max. 28 Stellen)
- die Nummer für die Amtsholung (z.B. „0“).

Bei „benutzerdefiniertem“ Modem müssen Sie eingeben:


- die Telefonnummer (max. 28 Stellen)
- den Init-String (max. 20 Zeichen) (siehe Gebrauchsanweisung zum Modem).
- den Wähl-String (max. 20 Zeichen) (siehe Gebrauchsanweisung zum Modem)
- den Auflege-Modus (max. 20 Zeichen) (siehe Gebrauchsanweisung zum Modem).



Das Master-Passwort - mit dem Sie alle Passworte überschreiben können - lautet  
SYSTEM

## 9.7 Patientendaten

Das Eingabemenü für die Patientendaten kann individuell gestaltet werden. Wenn Sie z.B. keine Blutdruckwerte eingeben möchten, können Sie die entsprechenden Eingabefelder löschen:

- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Konfigurieren Patientendaten“ und bestätigen Sie mit .

Das Eingabemenü erscheint.

- Möchten Sie einen Menüpunkt löschen, so wählen Sie „Nein“.

Die Punkte

- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- Patientenkennung

können nicht gelöscht werden.

Die Punkte

- ID erforderlich (ID = Patientenkennung)
- 2. Pat-Kennung
- 2. ID erforderlich
- Nachname erforderlich
- Vorname erforderlich
- Abteilungsnummer
- Zimmernummer
- Bestellnummer
- Fragetext 1...4

sind ausgeschaltet. Sie können in diesem Konfigurationsmenü eingeschaltet werden.

### Eingabefelder mit „Erforderlich“

Falls eines der Felder

- ID erforderlich
- 2. ID erforderlich
- Nachname erforderlich
- Vorname erforderlich

mit „Ja“ konfiguriert wird, kann im Automatikbetrieb die EKG-Aufnahme nur gestartet werden, wenn die entsprechenden Patientendaten eingegeben wurden

### Fragetext 1...4


Hier können Sie einen beliebigen Text eingeben (max. 10 Zeichen). Sobald der Text eingegeben ist, kann der Typ des Antwortfeldes gewählt werden. Es stehen 3 Typen zur Wahl:

- Alphanumerisches Feld (max. 17 Zeichen)
- Nur Zahlen (max. 9 Zeichen)
- Ja oder Nein

- Zum Beenden der Konfiguration drücken Sie  .

## 9.8 Optionsschlüssel (nur MAC 1200)

In diesem Menü können Sie die Optionsschlüssel-Nummern für die verschiedenen Optionen eingeben. Mit dem Eingeben der Schlüsselnummer wird die Option geöffnet. Die Schlüsselnummer entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Optionsschlüsselblatt.

- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Optionsschlüssel“ und bestätigen Sie mit .

Das Eingabemenü erscheint. Es stehen die folgenden 6 Optionen zur Verfügung:

MEAS: EKG-Vermessung des 10-Sekunden-Ruhe-EKG


DIAG: EKG-Vermessung und Interpretation des 10-Sekunden-Ruhe-EKG

MEMO: EKG-Speicherprogramm für ca. 40 Ruhe-EKG-Aufnahmen

C100: Öffnet die 3 Optionen MEAS, DIAG, MEMO für max. 100 EKGs

C500: Öffnet die 3 Optionen MEAS, DIAG, MEMO für max. 500 EKGs







EVAL: Öffnet die 3 Optionen MEAS, DIAG, MEMO für 4 Wochen

- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf das gewünschte Optionsschlüsselfeld.
- Geben Sie die 12stellige Schlüsselnummer ein, und bestätigen Sie mit .
- Der Optionsschlüssel wird nur akzeptiert, wenn er zur Seriennummer des Gerätes paßt. Die Seriennummer des Gerätes wird in der obersten Zeile des Menüs angezeigt (Ser.No. = xxxxxxxxx). Diese muß mit der Nummer auf dem Typenschild (Geräterückseite) übereinstimmen.

Sobald Schlüsselnummern für DIAG und MEMO eingegeben sind, werden die Felder für C100, C500 und EVAL nicht mehr angezeigt.





- Schließen Sie das Menü mit  .

## 9.9 EKG-Übertragung mit Modem







- Wählen Sie die Betriebsart „Automatik“ und drücken Sie .
- Rufen Sie mit  die Konfiguration „Betriebsart Automatik“ auf.
- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Manuelle Kopie an HOST“ und bestätigen Sie mit  ([HOST]).
- Schließen Sie die Konfiguration „Automatik“ mit  .
- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Kommunikation“ und bestätigen Sie mit .

### Auswahl des Übertragungsprotokolls

Dieser Punkt ist nur mit dem MAC 1200 durchzuführen, da nur dieses Gerät wahlweise an CardioSys/CardioSoft oder MUSE übertragen kann. Beim MAC 1100, mit dem nur an CardioSys/CardioSoft übertragen werden kann, ist das entsprechende Übertragungsprotokoll A5 bereits eingestellt.


- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Protokoll“. Wählen Sie als Protokoll [A5], wenn Sie an CardioSys/CardioSoft übertragen, bzw. [CSI], wenn Sie an MUSE übertragen.
- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Modem Anderes“ und bestätigen Sie mit .
- Wählen Sie aus der Liste das verwendete Modem aus und bestätigen Sie mit . Wenn Ihr Modem nicht in der Liste vorhanden ist, wählen Sie in dieser Liste „Anderes“ und geben die entsprechenden Modembefehle ein (siehe auch „Modem-Konfiguration“ in Abschnitt 5.5).
- Haben Sie ein Standard-Modem ausgewählt, bewegen Sie den Markierungsbalken auf „Anwahlverfahren“ und wählen das zutreffende aus.
- Geben Sie die Rufnummer des Empfängermodems sowie die Nummer für die Amtsholung ein und beenden Sie die Konfiguration mit  .

## 9.10 Direkte EKG-Übertragung

- Wählen Sie die Betriebsart „Automatik“ und drücken Sie .
- Rufen Sie mit  die Konfiguration „Betriebsart Automatik“ auf.
- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Manuelle Kopie an HOST“ und bestätigen Sie mit  ([HOST]).
- Schließen Sie die Konfiguration „Automatik“ mit  .
- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Kommunikation“ und bestätigen Sie mit .
- Wählen Sie dieselbe Baudrate, die auch am Empfangsgerät eingestellt ist (9600, 19200, 38400, 57600).

### Auswahl des Übertragungsprotokolls

Dieser Punkt ist nur mit dem MAC 1200 durchzuführen, da nur dieses Gerät wahlweise an CardioSys/CardioSoft oder MUSE übertragen kann. Beim MAC 1100, mit dem nur an CardioSys/CardioSoft übertragen werden kann, ist das entsprechende Übertragungsprotokoll A5 bereits eingestellt.

- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Protokoll“.  
Wählen Sie als Protokoll [A5], wenn Sie an CardioSys/CardioSoft übertragen, bzw. [CSI], wenn Sie an MUSE übertragen.
- Bewegen Sie den Markierungsbalken mit den Pfeiltasten auf „Modem kein“ und bestätigen Sie mit .




Bild 10-1. Öffnen der Papierschachtklappe




Bild 10-2. Einlegen des neuen Faltbuchs




Bild 10-3. Führen des Papieranfangs




Bild 10-4. Schließen der Papierschachtklappe

## 10 Einlegen des Registrierpapiers

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Heben Sie die Papierschachtklappe am Griff leicht an und klappen Sie diese auf (Bild 10-1).
- Nehmen Sie die Kartonunterlage des verbrauchten Faltbuchs heraus.



- Entfernen Sie den oberen Karton des neuen Faltbuchs und legen Sie das neue samt Kartonunterlage mit dem Pfeilaufdruck voran in das Gerät (Bild 10-2).

- Ziehen Sie das obere Blatt ca. 10 cm aus dem Papierschacht und legen Sie es einfach um die Führungswalze (Bild 10-3).

- Halten Sie den Papieranfang zwischen den Markierungen auf dem Gehäuse und schließen Sie gleichzeitig die Papierschachtklappe (Bild 10-4). Achten Sie darauf, daß die Klappe dabei auf beiden Seiten richtig einrastet.

Beim Einlegen eines angebrochenen Faltbuchs sollten Sie darauf achten, daß das erste Blatt mit der Vorderseite nach oben liegt und das Buch mit dem Falz dieses Blattes voraus in das Gerät eingelegt wird.

**Hinweis**


*Achten Sie darauf, die Meldung nach dem Einlegen des neuen Papiers mit  und nicht mit  zu bestätigen.*


**Hinweis**

- *Achten Sie darauf, daß nach dem Papiereinlegen die Klappe auf beiden Seiten richtig einrastet.*
- *Durch die Kontrollöffnung in der Papierschachtklappe können Sie den Papiervorrat prüfen.*
- *Verwenden Sie nur das Original-Marquette Hellige-Registrierpapier.  
Dieses Papier ist mit einer speziellen Schicht versehen und verhindert*
  - *Verunreinigungen und erhöhten Abrieb des Thermokamms sowie*
  - *elektrostatische Aufladungen.**Außerdem sind Empfindlichkeit der Thermoschicht und Ansteuerung des Thermokamms genau aufeinander abgestimmt.  
Durch die Verwendung von Nicht-Original-Papieren kann es zu schlechter Registrierqualität kommen.  
Außerdem können Verschmutzungen und vorzeitiger Verschleiß am Thermokamm auftreten.  
Bestehende Garantieansprüche können in diesem Fall erlöschen.*

**Registrierpapier-Ende**

Die letzten 10 Blatt eines Faltbuchs sind markiert.

Auf das Ende des Papiers während einer Registrierung wird akustisch und mit der Meldung „Papierende oder Papierstau, wenn OK, Taste  drücken“ hingewiesen.

- Legen Sie neues Papier ein und quittieren Sie mit der Taste .

**Alterungsbeständigkeit**

Das Standard-EKG-Papier CONTRAST® ist für eine Kontrastbeständigkeit von 3...5 Jahren ausgelegt, wenn es vor und nach dem Registrieren wie folgt behandelt wird:

- Lagern Sie das Papier in geeigneten Räumen bei einer Temperatur zwischen 18 °C und 24 °C und einer relativen Luftfeuchte zwischen 40 % und 60 %.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt des Papiers mit
  - Kohlepapier und Selbstdurchschreibpapier
  - Registrierpapiere und Kleber, die Tributylphosphate, Dibutylphosphate oder andere organische Lösemittel enthalten
  - Klarsichthüllen oder Kunststoffmappen, die Weichmacher enthalten. Achtung: Recyclingpapiere können auch die oben angeführten Inhaltsstoffe enthalten.
  - Lösemittel oder lösemittelhaltige Produkte, die Alkohol, Ketone, Ester oder andere Substanzen aus dieser chemischen Gruppe enthalten.
- Wir empfehlen, zur Archivierung ausschließlich unsere EKG-Aufbewahrungskarten (Best.-Nr. 217 043 03) zu verwenden.
- Für eine erhöhte Anforderung an die Archivierungsdauer empfehlen wir unser Registrierpapier ARCHIVIST 30 (Archivierung bis 30 Jahre) oder auf alternative Bildspeicherungstechniken auszuweichen.

## 11 Reinigen, Desinfizieren und Wartung

### Reinigen und Desinfizieren der Geräteoberfläche

#### Warnung

*Stromschlaggefahr — Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, bevor Sie mit dem Reinigen und Desinfizieren der Geräteoberfläche beginnen.*

- Reiben Sie das Gerät nur feucht ab; es darf keinesfalls Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Es eignen sich alle alkoholhaltigen, in Kliniken gebräuchliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel (außer Desinfektionsmittel auf Phenolbasis und Peroxidverbindungen).

### Reinigen und Desinfizieren der Patientenleitungen

- Lösen Sie die Leitung vom Gerät bevor Sie mit dem Reinigen und Desinfizieren beginnen. Ziehen Sie zum Lösen der Leitung grundsätzlich am Stecker und nicht an der Leitung.
- Zum **Reinigen** reiben Sie die Leitung mit Seifenwasser ab, zum **Desinfizieren** mit Desinfektionsmittel. Tauchen Sie die Leitung keinesfalls in die Flüssigkeit!

### Reinigen und Desinfizieren der Elektroden

Beachten Sie grundsätzlich über diese Hinweise hinaus die Gebrauchsanweisungen zu den unterschiedlichen Elektroden.

- Klebeelektroden für einmaligen Gebrauch vernichten Sie sofort nach Gebrauch, um ein versehentliches Wiederverwenden zu vermeiden.
- Elektroden für mehrmaligen Gebrauch reinigen Sie direkt nach dem Abnehmen vom Patienten.
- Ziehen Sie zuerst die Klebefolie ab (Reste können Sie mit Reinbenzin entfernen).
- Entfernen Sie dann die Reste der Elektrodencreme mit warmem Wasser und einer Zahnbürste. (Elektrode nicht mit scharfen Gegenständen auskratzen.)
- Zum Desinfizieren der Elektroden verwenden Sie nur nichtalkoholhaltige Lösungen. Lassen Sie dabei Stecker und Anschlußbuchsen außerhalb der Flüssigkeit.
- Zum Sterilisieren der Elektroden verwenden Sie nur Gas.  
(Häufiges Gassterilisieren mit Äthylenoxid beeinträchtigt die Lebensdauer der Kunststoffe!)



## Wartung

### Prüfung vor jeder Anwendung

Führen Sie vor jeder Anwendung eine Sichtkontrolle des Gerätes, der Leitungen und der Meßaufnehmer auf mechanische Beschädigungen durch.

Stellen Sie Schäden oder Funktionsstörungen fest, die die Sicherheit des Patienten oder des Anwenders beeinträchtigen können, dürfen Sie das Gerät erst wieder benützen, nachdem es instand gesetzt wurde.

## Technische Kontrollen

Nur regelmäßig gewartete Geräte sind betriebssicher. Zur Erhaltung der Funktions- und Betriebssicherheit ist am MAC 1100 / MAC 1200 alle 12 Monate eine Technische Kontrolle durchzuführen.

Diese Kontrollen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen solche Kontrollen ordnungsgemäß durchführen können und hinsichtlich dieser Kontrolltätigkeit keinen Weisungen unterliegen.

Diese Kontrollen können im Rahmen einer Service-Vereinbarung vom Marquette Hellige-Kundendienst übernommen werden, der auch gerne Auskunft über sonstige Möglichkeiten gibt. Im einzelnen sind dabei durchzuführen:

- Gerät und Zubehör auf funktionsbeeinträchtigende mechanische Schäden durch Augenschein kontrollieren.
- Sicherheitsrelevante Aufschriften auf Lesbarkeit kontrollieren.
- Funktionskontrolle gemäß Gebrauchsanweisung durchführen.
- Schutzleiterwiderstand und Ersatzableitstrom lt. VDE 0751 oder entsprechenden nationalen Vorschriften messen.


Weitere, regelmäßige Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich.


## Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer

### Hinweis

*Am Ende der Nutzungsdauer muß das in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Produkt einschließlich Zubehör gemäß den für Produkte dieser Art geltenden Entsorgungsvorschriften entsorgt werden. Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an die Marquette Hellige GmbH oder deren Vertreter.*

## 12 Störungen


Störung	Ursache	Abhilfe
Regelmäßige Wechselspannungsüberlagerung (50 Hz) (Bild 12-1)	Störspannungen aus der Netzversorgung	Bett erden, Lage der Elektrodenleitungen prüfen, 50-Hz-Filter einschalten
Unregelmäßige Wechselspannungsüberlagerungen (Bild 12-2)	Muskelartefakte durch Unruhe, Verspannungen, Zittern, Schluckauf, Husten	Patient darf nicht frieren und muß bequem und entspannt liegen (evtl. Knie- oder Armrollen unterlegen). Patient beruhigen oder ablenken; erforderlichenfalls 40- oder 20-Hz-Filter einschalten.
Uhrzeit und Datum werden nicht korrekt ausgedruckt	Eingebaute Lithium-Batterie ist verbraucht. Die Batterie-Lebensdauer beträgt ca. 5 Jahre	Batterie vom Kundendienst prüfen und gegebenenfalls erneuern lassen
Kontrollampe <b>24</b> (grün) leuchtet trotz vorhandener Netzspannung nicht	Netzteil oder Geräteschutzsicherung defekt	Sicherung vom Kundendienst prüfen und gegebenenfalls erneuern lassen
Papier wird nicht über die ganze Breite beschrieben	Papierschachtklappe ist nicht richtig geschlossen	Papierschachtklappe muß auf beiden Seiten einrasten
In der Betriebsart „Automatik“ kein Stop der Registrierung, Papier wird endlos transportiert. In der Betriebsart „Manuell“ tritt dieser Effekt nicht auf.	Registrierpapier ist verkehrt herum eingelegt, und Marke wird vom Gerät nicht erkannt	Registrierpapier richtig einlegen
Keine Registrierung nach Betätigen der Taste  oder Abbruch einer laufenden Registrierung.	Batterie bei netzunabhängigem Betrieb entladen	Gerät an Versorgungsnetz anschließen. Nach einigen Minuten ist Registrierung wieder möglich. Gerät immer an Versorgungsnetz anschließen, sobald Kontrollampe <b>23</b> leuchtet. Die Kapazität der Batterie ist grundsätzlich abhängig von Alter, Temperatur und Ladezustand (Kapitel 3 „Inbetriebnahme“)
Keine Registrierung in der Betriebsart „Automatik“	Eine (oder mehrere) Elektrode abgefallen	Alle Elektroden prüfen oder Override-Funktion einschalten (Abschnitt 9.2 „Betriebsart Automatik“).
Papierstau		Papierschachtklappe öffnen und Stau verursachendes Blatt entfernen, Papieranfang zwischen Markierungen legen, Papierschachtklappe schließen und  drücken.



*Bild 12-1. Regelmäßige Wechselspannungsüberlagerung*

**Hinweis**

*Bei starken Wechselspannungsüberlagerungen in allen Kanälen kann der Thermokamm die Registrierung unterbrechen. Schalten Sie in diesem Fall das Netzfilter (50Hz / 60 Hz) ein.*



*Bild 12-2. Unregelmäßige Wechselspannungsüberlagerung*

## 13 Technische Beschreibung

### Registrierung

Direktschriftregistrierung von Kurven und alphanumerischen Zeichen in rechtwinkligen Koordinaten mittels Thermo-Punktdruckverfahren auf thermoreaktivem Papier.

- Registrierkanäle 3 bzw. 6 oder in Betriebsart „Automatik“ 12, überlappende Registrierung möglich.
- Spurabstand bei 3-Kanal: 62 mm (Arrhythmie)  
bei 6-Kanal: 31 mm (Manuell)  
bei 12-Kanal: 16 mm (Autom.)
- Schreibbreite max. 200 mm
- Ausdruck von Geräteeinstelldaten, Datum, Uhrzeit und eingegebenem Patientennamen auf den Randzonen des Registrierpapiers.
- Bei entsprechendem Softwareausbau Ausdruck der Analyseergebnisse und Protokolle in den einzelnen Betriebsarten auf teilweise separaten Blättern.
- Auflösung der Registrierung:  
vertikal 8 Punkte/mm  
horizontal 25 µm bei 25 mm/s

### Registrierpapier

Faltpapierbuch mit 150 Blatt, entsprechen ca. 45 m HELLIGE CONTRAST® / ARCHIVIST®

Papierbreite: 210 mm oder 8.5“ (215,9 mm; US-Format)

Blattlänge: 300 mm oder 11“ (279,4 mm; US-Format)

Um Verunreinigungen des Schreibkamms zu vermeiden, ist nur das Original-Registrierpapier HELLIGE CONTRAST® / ARCHIVIST® zugelassen.

### Papiervorschub

- Papiergeschwindigkeit  
5-25-50 mm/s umschaltbar über Funktionstaste.  
Fehlergrenzen bei 25 und 50 mm/s, typ.  $\pm 1\%$   
bei 5 mm/s, max.  $\pm 10\%$
- Bei Papierende akustische Meldung und Abschaltung der Registrierung  
Vor Papierende rote Markierung am unteren Blattrand

### Folientastatur

Drucktasten mit taktiler Rückmeldung

- Funktionstasten für alle wichtigen Routinebedienungen
- Alphanumerische Tastatur für Texteingabe

### Anzeige

Grafikfähiges Display mit 24 x 40 Zeichen, Kontrasteinstellung möglich

Auflösung 320 x 240 Pixel mit Display-Hinterleuchtung

### Kontrolllampen (LED)

Für Anliegen der Netzspannung, Batteriezustand und Start-Stop-Funktion.

### Ableitungswahl

Manuelle Wahl einzelner Ableitungskombinationen oder automatische Weiterschaltung der Ableitungskombinationen mittels Automatik.

- Ableitungsprogramme (c):  
EINTHOVEN, GOLDBERGER, WILSON, NEHB,  
Ableitfolge nach CABRERA und benutzerspezifische Kombinationen in Betriebsart „Manuell“, und „Arrhythmie“

## Automatiken

Zur Unterstützung und Vereinfachung der Bedienung durch:

- Automatische Blockierfunktion
- Automatische Steuerung von Ableitungswahl, Papiervorschub, Kalibrierung (c)
- Formatierte Ausgabe (c)
- Nullageautomatik
- Anti-Drift-System gegen Polarisationsspannungsschwankungen (c)

## Erkennung von Schrittmacherimpulsen

- Impulsdauer zwischen 0,1 und 2,5 ms
- Markierung vorzeichenunabhängig
- Impulsamplitude zwischen  $\pm 5$  mV und  $\pm 700$  mV

## Herzfrequenzanzeige

Ermittlung der Herzfrequenz aus allen EKG-Signalen.

- Anzeigebereich 30 ... 300 P/min
- Anzeigezyklus bei jedem Herzschlag, max. 2 s

## Signaleingänge

Isolierter Patientenanschluß Typ CF nach IEC; alle Abnahmeelektrodenanschlüsse und N-Anschluß hochspannungsfest, Störkompensation über neutrale Elektrode (N), Elektrodenüberwachung auf Unterbrechung.

- Elektrodenanschlüsse für R, L, F, N, Cl ... C6, Nax, Nst, Nap (= C4)
- Eingangsimpedanz für Differenzsignale zwischen zwei beliebigen Elektrodenanschlüssen bei 10 Hz  $> 10$  M $\Omega$
- Eingangsimpedanz für Gleichtaktsignale gegen N bis 60 Hz  $> 50$  M $\Omega$
- Arbeitsbereich für Differenzsignale zwischen beliebigen Elektrodenanschlüssen bei Wechselspannung  $\pm 10$  mV, für überlagerte Gleichspannung (Polarisationsspannung)  $\pm 600$  mV

- Arbeitsbereich für Gleichtaktsignale gegen N  $\pm 1$  V, gegen Masse (Chassis) effektive Wechselspannung 263 V
- Eingangsruhestrom über beliebigen Elektrodenanschluß für Abschluß mit 1 k $\Omega$  nach N  $< 50$  nA
- Patientenableitstrom (Effektivwerte) laut IEC Klasse CF: unter Normalbedingungen  $< 10$   $\mu$ A, beim ersten Fehler (z.B. Patient an Netzspannung)  $< 20$   $\mu$ A
- Grenzen für Dauerbelastung der Abnahmeelektrodenanschlüsse und des N-Anschlusses gegen N  $\pm 50$  V; gegen Masse (Chassis)  $\pm 1500$  V
- Impulsspannungsfestigkeit aller Abnahmeelektrodenanschlüsse und des N-Anschlusses gegen Masse in beliebiger Polarität (z.B. Defibrillation) 5000 V
- Elektrodenüberwachung auf Unterbrechung für einzelne Elektroden: R, L, F, N, Cl, C2, C3, C4, C5, C6, Nap, Nax, Nst.  
Bei Programmstart akustische Unterbrechungsmeldung

## Datenschnittstelle

Eine serielle RS 232-Schnittstelle zum Datenaustausch mit angepaßten Zusatzgeräten.

RS232-Schnittstelle (Standard V.24 Schnittstelle):

- Eingangsspannungsbereich max.  $\pm 15$  V
- Ausgangsspannung min.  $\pm 5$  V
- ESD Schnittstellenschutz bis max.  $\pm 10$  kV

## Senden und Empfangen von EKGs mit CSI-Protokoll mit folgenden Geräten

MUSE CVIS	ab SW-Version 004A
MAC 5000	ab SW-Version 001B
MAC VU	ab SW-Version 002A
MAC 1200	ab SW-Version V5.01


## Empfangen von EKGs mit CSI-Protokoll von folgenden Geräten

CardioSmart	ab SW-Version V4.21
CardioSmart ST	ab SW-Version V4.21

## Senden von EKGs mit A5-Protokoll an folgende Geräte

CardioSys / CardioSoft ab SW-Version V1.0

### Belegung der Datenschnittstelle



### Fernstart (Hardware)

Anschluß der Fernbedienung für Papiervorschub (abhängig von der gewählten Betriebsart).  
Externer Schließkontakt über Schaltungsnull auf Masse bezogen:

- Quellwiderstand  $R_i < 300 \Omega$
- Schließdauer  $> 100 \text{ ms}$
- Grenzen für Dauerbelastung  $\pm 10 \text{ V}$
- ESD Schnittstellen-Schutz bis max.  $\pm 10 \text{ kV}$

### Signalübertragung

#### Patienteneingang zur Registrierung

Simultane Übertragung aller Elektrodensignale nach Ableitungsbildung und Digitalisierung in digitales Verarbeitungssystem; für alle Ableitungen gemeinsam einschaltbares Muskelfilter und Netzfrequenzkompensation, Pace-Erkennung, automatische oder manuelle Empfindlichkeitssteuerung, automatische Nulllinienpositionierung, Driftkompensation durch Anti-Drift-System (A.D.S.), digitale Ausgabe der aufbereiteten Signale über Thermokammschreiber

- untere Grenzfrequenz (-3 dB-Grenze) 0,08 Hz entsprechend einer Zeitkonstante von 2,04 s
- obere Grenzfrequenz (-3 dB-Grenzen)  
Betriebsart: Auto, Manuell 150 Hz (IEC/AHA)  
Betriebsart: Arrhy 100 Hz (IEC)
- Signal-Abtastfrequenz: 1000/s

- Auflösung, bezogen auf den Eingang  $5 \mu\text{V}$
- Ausgaberate für die Registrierung 2000/s
- Empfindlichkeit für alle Ableitungen gemeinsam einstellbar in 4 Stufen 40-20-10-5 mm/mV
- 3-dB-Abfall des Amplitudenfrequenzgangs bei eingeschaltetem Muskelfilter (Tiefpaßcharakteristik) bei etwa 40 Hz oder 20 Hz
- bei eingeschaltetem automatischen Netzfilter Erkennung und Kompensation periodischer 50- oder 60-Hz-Frequenzanteile (je nach Geräteausführung): Dämpfung  $> 40 \text{ dB}$
- nichtlineare Verzerrungen besser als IEC- und AHA-Empfehlungen
- Koinzidenzfehlergrenzen zwischen beliebigen Kanälen  $\pm 0,5 \text{ mm}$
- Erkennung von Pace-Impulsen in C2 oder anderer C-Elektrode und Markierung in allen Kanälen bei Signalen bezogen auf den Patienteneingang:  
Dauer  $\geq 0,1 \text{ ms}$ , Amplitude  $> 5 \text{ mV}$
- Rauschen des Signalübertragungsweges kleiner als in IEC- und AHA-Empfehlungen gefordert:  
 $\leq 2,5 \mu\text{V rms}$
- Gleichtaktunterdrückung für Signale mit 50 oder 60 Hz (je nach Geräteausführung) bei eingeschalteter Netzfrequenzkompensation  $> 140 \text{ dB}$

### Kalibrierung des EKGs

Automatische Registrierung eines definierten Spannungssprungs, geltend für alle Kanäle.

- Kalibrierspannung, bezogen auf den EKG-Signaleingang: 1 mV  
Impulsbreite in der Registrierung abhängig von der Papiergeschwindigkeit  
25 mm/s    5 mm  
50 mm/s    10 mm  
5 mm/s    1 mm

**Empfindlichkeitsautomatik für EKG-Signale**

Automatische Anpassung der Signalverstärkung an die Signalgröße. Die größte Amplitude der Ableitungsgruppe oder aller Ableitungen bestimmt die Empfindlichkeit.

- Automatischer Stellbereich 5 ... 40 mm/mV
- Amplitudenbereich (6-Kanal) 18 ... 31 mm

**Nullage**

Automatische Einstellung in den optimalen Arbeitsbereich, in Abhängigkeit von der Signalamplitude.

**Anti-Drift-System (ADS)**

Automatische Kompensation von Nulllinien-schwankungen, verursacht durch Polarisations-spannungsschwankungen an den Abnahmeelektroden (Registrierzeitverzögerung 4,2 s)

**EKG-Speicherung**

In Betriebsart „Automatik“ Speicherung von ca. 40 EKG

- Möglichkeit, die gespeicherten EKG zu löschen (alle oder einzeln), zu drucken, zu übertragen oder die Patientendaten zu ändern
- In Betriebsart „Arrhythmie“ Speicherung von maximal 6 Episoden

**Blockierung**

Automatische Schnellumladung der Koppelkondensatoren in den Vorverstärkern nach dem Anlegen der Elektroden (R-Elektrode führend).

**Elektrodenkontrolle**

Signalisierung bei Elektrodenabfall oder Leitungsbruch akustisch und optisch im LCD-Anzeigefeld. Überwachung der einzelnen Elektroden.

**Texteingabe**

Patienten- und Benutzerdaten sowie Bemerkungen lassen sich über die Eingabetastatur eingeben und werden mit der Registrierung ausgedruckt.

**Copy-Funktion**

In Betriebsart Automatik“ besteht die Möglichkeit nach Registrierung eines EKGs Kopien aus dem Speicher zu registrieren und/oder zu einem angeschlossenen PC zu übertragen (c).

**Test**

Automatische Funktionskontrolle beim Einschalten des Gerätes mit Prüfung des Signalweges vom Patienteneingang.

Integrierte Testdaten zur Demonstration der Gerätefunktionen.

**Stromversorgung**

Aus dem Leitungsnetz oder aus eingebauter Akkumulatorbatterie, Umschaltung automatisch; bei Netzbetrieb Ladung der Batterie aus eingebauter Ladeeinrichtung

**Netzbetrieb:**

- Geräteaufbau in Schutzklasse I nach IEC 60601-1
- Nennspannungsbereich 95...240 V
- Betriebsspannungsbereich 85...264 V, 49...65 Hz
- Nennstrom 0,2...0,6 A
- Sicherung 2 x T 1,25 A, 5x20
- typische Leistungsaufnahme  
Laden der Batterie 14 W
- maximale Leistungsaufnahme 29 W

**Betrieb mit eingebauter Batterie**

- Typ: Nickel-Cadmium
- Nennspannung der Batterie 18 V
- Nennkapazität der Batterie 1,3 Ah
- Betrieb mit vollgeladener Batterie ausreichend für max. 50 „Automatik-Elektrokardiogramme“ (1 Seite), wenn das Gerät nur zur Registrierung eingeschaltet wird.
- Ladedauer für entladene Batterie ca. 4 h (Mindestladezeit für 1 Automatik-EKG 10 min)

- Lebensdauer der Batterie ca. 2 - 3 Jahre, Austausch nur durch Kundendienst
- Lithium-Batterie für eingebaute Uhr, Lebensdauer ca. 5 Jahre, Austausch nur durch Kundendienst

### **Betriebsbereitschaft**

Nach bestandenem Selbsttest etwa 10 s nach dem Einschalten.

### **Gebrauchslage**

waagrecht

### **Umgebungsbedingungen**

#### ***Betrieb***

- Umgebungstemperatur zwischen +10 und +40 °C
- relative Luftfeuchtigkeit zwischen 25 und 95%
- Luftdruck zwischen 700 und 1060 hPa

#### ***Lagerung und Transport***

- Umgebungstemperatur zwischen -30 und +60 °C (auch mit Batterie)
- relative Luftfeuchtigkeit zwischen 25 und 95%
- Luftdruck zwischen 500 und 1060 hPa

### **Gehäuseabmessungen**

- Breite 370 mm
- Höhe 95 mm
- Tiefe 320 mm (incl. Griff)

### **Gewicht**

Geräteausführung mit Batterie ca. 5,6 kg



## 14 Lieferübersicht

Änderungen vorbehalten. Bitte neueste Zubehörliste beachten!

### Optionen

455 045 01	EKG-Vermessung MEAS (MAC 1200)
455 046 01	Interpretation DIAG (MAC 1200) + EKG-Vermessung
455 050 01	Interpretation DIAG (falls Vermessung MEAS schon vorhanden)
455 044 01	Memory MEMO (MAC 1200)

### Allgemeines Zubehör Patientenleitungen

223 387 01	Patientenleitung, 10polig, 4-mm-Stecker, IEC, 2,2 m
223 387 02	Patientenleitung, 10polig, 4-mm-Stecker, AHA, 2,2 m
223 418 08	Patienten-Stammleitung, 10polig, IEC (MultiLink)
223 418 09	Patienten-Stammleitung, 10polig, AHA (MultiLink)
384 018 16	Satz Elektrodenleitungen, 4-mm-Stecker, 10polig, Defischutz, IEC
384 018 17	Satz Elektrodenleitungen, 4-mm-Stecker, 10polig, Defischutz, AHA

### Elektroden

217 225 03	Klebeelektrode für Babies, 13 mm Durchmesser, mit 4-mm-Buchse, Zuleitung 60 cm, Befestigung mit Kleberingen 927 224 00
217 110 03	Klebeelektrode für Kinder, 22 mm Durchmesser, mit 4-mm-Buchse, Befestigung mit Kleberingen 217 123 01
217 320 01	Klebeelektrode für Kinder, 22 mm Durchmesser, mit Druckknopfanschluß, Befestigung mit Kleberingen 217 123 01
217 321 01	Klebeelektrode für Erwachsene, 35 mm Durchmesser, mit Druckknopfanschluß, Befestigung mit Kleberingen 927 223 00
504 648 56	Extremitätenelektrode für Erwachsene (Edelstahl-Plattenelektrode), 31 x 40 mm, mit 4-mm-Buchse
923 096 47	Gummispannband für Elektrode 504 648 56 und 301340 00
301 340 00	Elektrode in Knopfform für Erwachsene, 30 mm Durchmesser, mit 4-mm-Buchse
217 194 01	Brustwand-Elektrode für Elektrodengürtel, 30 mm Durchmesser
217 196 01	Elektrodengürtel für Elektrode 21719401 und 301340 00
217 144 01	Brustwand-Saugelektrode, 22 mm Durchmesser, kleiner Saugball, mit 4-mm-Buchse
217 144 02	Brustwand-Saugelektrode, 22 mm Durchmesser, großer Saugball, mit 4-mm-Buchse
919 202 32	Klammerelektrode für Extremitäten, Packung mit 4 St. (rot, gelb, grün, schwarz)
303 442 96	Adapter für Elektroden mit Druckknopfanschluß an Patientenleitung mit 4-mm-Stecker

**EKG-Zubehör, NEHB**

223 403 05	Patienten-Stammleitung, 12polig, NEHB, IEC	217 007 01	Elektrodenpapier, 200 Blatt, für Elektrode 504 648 56
384 017 65	Satz Elektrodenleitungen, 10polig, Deferschutz, IEC, mit 4-mm-Stecker	217 148 01	Elektrodenpapier, 200 Blatt, für Elektrode 217 144 01/02
384 017 66	Satz Elektrodenleitungen, 2polig, NEHB, IEC, mit 4-mm-Stecker (zusätzlich zu 384 017 65), Deferschutz	217 043 02	EKG-Aufbewahrungskarten, 50 St.

**Elektroden-Applikationssysteme****Verbrauchsmaterial**

226 166 11	Registrierpapier HELIGE ARCHIVIST® 30, dokumenten-echt, A4, Packung mit 10 Falzbüchern	216 121 13	Elektroden-Applikationssystem KISS 10 (10polig, ohne Pumpe)
		216 124 13	dto., jedoch mit Pumpe
226 166 05	Registrierpapier, A4, Packung mit 10 Falzbüchern HELIGE CONTRAST®	216 122 03	Elektroden-Applikationssystem KISS 12 (12polig, NEHB, ohne Pumpe)
226 166 06	Registrierpapier, B4, Packung mit 10 Falzbüchern HELIGE CONTRAST®	216 125 01	dto., jedoch mit Pumpe
217 083 06	Elektroden-Gel, 10 Tuben, je 100 ml	303 443 77	Stativausleger für KISS
217 083 05	Elektrodencreme, 10 Tuben, je 100 ml	384 015 84	Tischklemme mit Stativrohr
217 083 18	Elektrodencreme, Nachfüllflasche mit 250 ml	384 013 30	Wandbefestigung für Stativausleger
217 083 14	Elektrodencreme, Kanister 5 l	303 444 21	Klammeradapter für Klebeelektroden
930 115 82	Dosierpumpe, 30 ml		
217 307 01	Elektroden-Kontaktspray, 200-ml-Flasche		
217 307 05	Elektroden-Kontaktspray, 2-l-Nachfüllflasche		
927 224 00	Kleberinge, 500 St., für Elektroden 217 225 ..		
217 123 01	Kleberinge, 500 St., für Elektrode 217 320 .., 217 110 ..		
927 223 00	Kleberinge, 500 St., für Elektrode 217 321..		

**Sonstiges**

227 492 01	Gebrauchsanweisung
931 098 80	Gerätetasche
227 477 01	Leitfaden EKG-Interpretations- programm HEART V4.3
4616791-001	12SL ECG-Analysis Program Physician's Guide
217 041 02	EKG-Meter (GUTZER)
919 062 00	Geräteanschlußleitung, 3 m
401855-107	Geräteanschlußleitung CH, 3 m
919 203 37	Geräteanschlußleitung UK, 3 m
919 201 81	Geräteanschlußleitung US, 2,5 m

**Verbindungsleitungen**

223 362 03	Verbindungsleitung von MAC 1100 / MAC 1200 zu CardioSys
223 378 01	Verbindungsleitung MAC 1100 / MAC 1200 - Modem, 9olig
223 378 02	Verbindungsleitung MAC 1100 / MAC 1200 - Modem, 25polig
223 362 03	Verbindungsleitung von EC 560 / ECB 561 oder MAC 1100 / MAC 1200 zu CardioSys
223 330 04	Verbindungsleitung M 700 - MAC 1100 / MAC 1200
223 366 04	Verbindungsleitung EC 1200 - MAC 1100 / MAC 1200

## Anhang

### Eingeben von Sonderzeichen

Die folgenden Sonderzeichen (nicht Tschechisch), können durch Drücken der entsprechenden Tastenkombination eingegeben werden.

Zeichen	Tastenkombination	Đ	Alt + A
\	Alt + Q	Æ	Alt + J
@	Alt + W	Ž	Alt + T dann Z
#	Alt + E	Š	Alt + T dann S
\$	Alt + R	ı	Alt + X
&	Alt + Y		
ı	Alt + D		
—	Alt + F		
Ç	Alt + G		
Å	Alt + K		
Ü	Alt + L		
î	Alt + X		
Ñ	Alt + C		
"	Alt + V		
Ø	Alt + B		
Ö	Alt + N		
Ä	Alt + M		
Á	Alt + I, danach A		
É	Alt + I, danach E		
Í	Alt + I, danach I		
Ó	Alt + I, danach O		
Ú	Alt + I, danach U		
À	Alt + O, danach A (È, Ì, Ò, Ù analog)		
Â	Alt + P, danach A (Ê, Î, Ô, Û analog)		
ÿ	Alt + U, danach Y (Ï, Ä, Ö, Ü analog)		
Ã	Alt + H, danach A (Ñ, Õ analog)		



**marquette**

A GE Medical Systems Company

## EG-Konformitätserklärung

Dokument Nr. 01-00

**Marquette Hellige GmbH,**  
Munzinger Strasse 3, D-79111 Freiburg, Germany

Wir erklären hiermit, daß das Produkt

**Elektrokardiograph MAC 1100/1200, Produktstand Version 1.1**  
(einschließlich Systemkomponenten und Zubehör, UMDNS-Code: 16-231)

mit den folgenden Richtlinien und Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

1. Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte
2. EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995 / IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995  
EN 60601-1-4:1996 / IEC 60601-1-4:1996  
EN 60601-2-25:1995 / IEC 60601-2-25:1993
3. EN 60601-1-2:1993 / IEC 60601-1-2:1993  
EN 55011:1991 / CISPR 11:1990, modifiziert  
Grenzwerte der Gruppe 1, **Klasse B**

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit den "grundlegenden Anforderungen" gemäß Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG wird bescheinigt durch

**Marquette Hellige GmbH, Qualitätsmanagement und Zertifizierung, Munzinger Straße 3,  
D-79111 Freiburg, Prüfbericht Nr. CE-H-023 vom 17.01.2000.**

Das Medizinprodukt ist eingestuft in die Klasse **Ila** gemäß Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG, es trägt die Kennzeichnung

**CE-0366**

Das bezeichnete Produkt wurde unter Anwendung des Qualitätsmanagementsystems gemäß EN ISO 9001, EN 46001 und Anhang II, Abschnitt 3.2 der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte entwickelt, hergestellt und geprüft. Die Konformität des Qualitätsmanagementsystems wird bescheinigt durch:

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut**

Hubert Renck

Entwicklungsleiter

Die technische Dokumentation wird bei Marquette Hellige GmbH, RA/QA aufbewahrt

Date 21.01.2000

## Stichwortverzeichnis

<b>—A—</b>		<b>—F—</b>	
Abnahmestellen	16	Fernstartimpuls	13
ADS	18; 47	Fragetext	51
Aktivieren von Optionen	52	Funktion	5
Allgemeine Geräteeinstellungen	12	Funktionskontrolle	11
Allgemeine Hinweise	4		
Alterungsbeständigkeit (Registrierungen)	55	<b>—G—</b>	
<b>—Ä—</b>		Gebrauchsanweisung	4
Änderungsindex	3	Gefahr	4
<b>—A—</b>		Geräteversion	4
Anlegen der Elektroden	15	Geschlecht und Ethnie	20
Anordnung von Gerät und Patientenliege	11	Gewährleistungsansprüche	4
Anschließen der Patientenleitung	14	Globalen Meßmarken	35
Anschließen von Zusatzgeräten	13	<b>—H—</b>	
Anti-Drift-System	18; 44; 47	Herzfrequenzgrenzwert	39
Anzeige- und Bedienungselemente	6	Hintergrundbeleuchtung	49
Arrhythmie-Ergebnisse	43	HOST-System	46
Arrhythmie-Registrierung	48	<b>—I—</b>	
Arzt, prüfender, behandelnder	20; 49	Inbetriebnahme	8
Aufnahmeprobleme	18	<b>—K—</b>	
Aufstellen und Anschließen	11	Konfigurieren	45
Ausgabedokumente	27	Kontrasteinstellung	11
Automatischer Papiervorschub	47	Kopplung	8
<b>—B—</b>		<b>—L—</b>	
Batterie, Laden	10	Laden der Batterie	10
Baudrate	50	Lieferübersicht	65
Bedienungselemente	6	Literatur	9
Behandelnder Arzt	20	Lithium-Batterie	58
Betriebsart „Arrhythmie“	40	Lokale T-Ende-Meßmarken	36
Betriebsart „Automatik“	21	<b>—M—</b>	
Betriebsart „Manuell“	37	Medikation	20
Bioverträglichkeit	9	Memory	21
<b>—C—</b>		Memory-Funktion	25
CE-Kennzeichnung	4	Meßmarke, T-Ende	36
<b>—D—</b>		Meßmarken verschieben	35
Datum	49	Modem	29
Desinfizieren	56	MPG	5
Displaybeleuchtung	11	MUSE-Datenbank	13
<b>—E—</b>		Muskelartefakte	46
Eingeben der Patientendaten	19	Muskelfilter	46
Einheiten	49	<b>—N—</b>	
EKG während der Defibrillation	44	NEHB	17
EKG-Aufnahmen empfangen	33	Netzfrequenz	49
EKG-Aufnahmen speichern	25	Netzfrequenzstörungen	46
EKG-Speicherung	21	Nulllinienautomatik	18
EKG-Übertragung an eine MUSE-Datenbank	30; 32	<b>—O—</b>	
EKG-Übertragung mit Modem	29	Option „Memory“	21; 25
EKG-Übertragung, direkt	31	Optionen	5; 52
Elektrode, abgefallen	22	Optionsschlüssel	52
Elektrodenalarm	49	Override-Funktion	46
Elektrodenbezeichnung	49		
Empfangen von EKG-Aufnahmen	33		
EMV-Anforderungen	9		
Ereignisepisoden	48		
Explosionsgefährdete Bereiche	8		
Extra-Seite	28; 45		

<b>—P—</b>		<b>—T—</b>	
Papier-Ende	55	Technische Beschreibung	60
Papier-Ende während des Ausdrucks	25	Technische Daten	60
Papierstau	58	Technische Kontrollen	57
Passwortschutz	50	T-Ende-Meßmarken	36
Patientendaten eingeben	19	Testdaten	50
Patientendaten konfigurieren	51	Transportieren	9
Patientenleitung anschließen	14	Trendschrieb	48
Plattenelektroden	15		
Prüfender Arzt	20		
<b>—Q—</b>		<b>—Ü—</b>	
QT-Dispersion	36	Übertragungsprotokolle	50
<b>—R—</b>		<b>—U—</b>	
Registrierformate	27	Uhrzeit	49
Registrierpapier einlegen	54		
Reinigen	56	<b>—V—</b>	
Rhythmuskanäle	45	Verlängerungsleitungen	8
		Verpackungsmaterial	9
		Versions-Historie	3
		Verwendungszweck	5
		Vorsicht	4
<b>—S—</b>		<b>—W—</b>	
Saugelektroden	16	Warnung	4
Schlußreport	42; 48	Wartung	57
Schrittmacherpatienten	44	Wechselspannungsüberlagerungen	58
Schutzklasse	5	Werkseinstellung	50
Selbsttest abbrechen	11		
Softwareversion	4	<b>—Z—</b>	
Sonderzeichen eingeben	68	Zubehörliste	65
Sprache	49	Zusatzgeräte anschließen	13
Standardableitungen	16		
Störungen	58		
Stromversorgung	10		
Symbole, Erläuterung	7		