

KERN MBA 10K-3M



Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Babywaagen

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	15 kg
Ablesbarkeit (g)	5 g
Auflösung	3.000
Mindestgewicht (min)	0,1 kg
Tarierbereich	14,995 kg
Einheiten	kg
Reproduzierbarkeit	0,005 kg
Linearität	± 0,005 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	15 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	10 kg; 15 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten)	5
Anzahl Wägebereiche	1
loadcellType	ZEMIC L6D
Eichung möglich	✓
Lastzellen-Verbindung	4-Leiter

Eichtechnische Daten

Eichklasse	III
Eichung ab Werk möglich	✓
Eichwerte (e)	0,005 kg
Bauartzulassung für Eichung	✓
Zulassung nach 93/42/EWG (med.)	✓

Periodische Nacheichung für Italien	969-112
CE Zeichen	✓

Bauform

Material Wägeplatte	Kunststoff
Wägefläche (rechteckig)	600×260 mm
weighingAreaMkt	600×260 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	600×360×141 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	845×364×145 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Hauptfarbe	Pantone warm Grey 420 (RAL9002)
Material Lastzelle(n)	Aluminium

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Hinterleuchtung	nein
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Funktionen

Hold-Funktion	✓
IP-Schutz (Komplettgerät)	kein IP-Schutz
Auto-Off (Batterie)	3, 5, 15, 30 min
Tarierfunktion	manual (single/multi)
Schnittstellen	WLAN (optional, factory)
Anzahl Tasten für Bedienung	4
IP-Schutz - Anzeige	kein IP-Schutz
IP-Schutz - Plattform	kein IP-Schutz

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Batterie
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	12 V, 500 mA
Batterie	6×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	20 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
----------------------------	------

KERN MBA 10K-3M



Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik

Umgebungstemperatur (min)	10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	690×490×210 mm
Nettogewicht ca.	4,6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	14,2 kg

Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Eichung Artikel	965-128.
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

