

DiscMaster™

Dispenser
Neu und verbessert



- Leichtgängig, ergonomisch
- Kompatibel mit dem neuen MastDiscs™ Format
- Innovativer, platzsparender Behälter für die Lagerung

DiscMaster™ 3

Der **DiscMaster™ 3**, Dispenser der 3. Generation, liefert eine zuverlässige und robuste Lösung, um Testblättchen in Kartuschen zu dispensieren.

Der **DiscMaster™ 3** ist im üblichen 6er Format erhältlich, einfach und einhändig zu handhaben sowie leicht und reibungslos in den Laboralltag integrierbar.

Ergonomisches Design

Überarbeitet, um ein Optimum an Leistung für Labore mit großem Durchsatz zu erreichen.

Exaktes Platzieren der Testblättchen

Die Testblättchen werden bei jedem Dispensierzyklus präzise und zentriert auf der Agaroberfläche platziert.

Sperrvorrichtung zum Hinweis auf leere Kartuschen

Eine automatische Sperre macht den Anwender auf leere Kartuschen aufmerksam.

Höhenverstellbar

Höhenverstellbarer Basisring für unterschiedliche Agarhöhen.

Akustische Kontrolle beim Einsetzen der Kartuschen

Ein hörbares „Klick“ zeigt an, dass die Kartuschen richtig in den Dispenser eingesetzt wurden.

Dichtschließender Behälter

Überarbeiteter Behälter, um Stabilität und Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten.

NEU → Silikagel-Kapseln mit intensiverer Farbreaktion.

Bestellinformation

Order Code	Product	Pack Size
773063	DiscMaster™ Dispenser MDD63	1
773001	Einzel-Applikator	5
760000	Ersatz-Trockenmittel für DiscMaster™ Dispenser	4

v 1.0 CEA 04/13 (2013-07-15)

United Kingdom
Mast Group Ltd.
Mast House
Derby Road, Bootle
Merseyside L20 1EA

Tel: + 44 (0) 151 933 7277
Fax: + 44 (0) 151 944 1332
e-mail: sales@mastgrp.com

Germany
Mast Diagnostica GmbH
Feldstrasse 20
DE-23858 Reinfeld

Tel: + 49 (0) 4533 2007 0
Fax: + 49 (0) 4533 2007 68
e-mail: mast@mast-diagnostica.de

France
Mast Diagnostic
115 Rue Jules Barni
CS91106
80011 Amiens CEDEX 1

Tél: + 33 (0) 322 80 80 67
Fax: + 33 (0) 322 80 99 22
e-mail: info@mast-diagnostic.fr