



Kallies Feinchemie AG, Höhenweg 9, D-01855 Sebnitz, Tel: (+49-35971)5060

ANALYSENZERTIFIKAT

Art.-Nr.: **MD2456 (6221-Auro)**
Art.-Bez.: OXIDASE-TESTSTREIFEN
Menge: 100 Teststreifen pro Dosen
Ch.: -Bez.: **2040809**
Verw. bis: 2021-10

Qualität: qualitatives Testpapier
Farbe → Farbumschlag: weiß → blau
Testkeime: Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (Positivkontrolle)
Escherichia coli ATCC 8739 (Negativkontrolle)

Das Produkt wurde nach Herstellungsanweisung Nr. HA6221 hergestellt und nach Prüfanweisung Nr.: PA6221 geprüft. Die Charge ist zum Verkauf freigegeben.

Sebnitz, den 07.10.2020

gez. Dr. C. Seidel
Gütekontrolle