



Kallies Feinchemie AG, Höhenweg 9, D-01855 Sebnitz, Tel: (+49-35971)5060

ANALYSENZERTIFIKAT

Art.-Nr.: **MD2456 (6221-Auro)**
Art.-Bez.: **OXIDASE-TESTSTREIFEN**
Menge: **100 Teststreifen pro Dosen**
Ch.-Bez.: **2240804**
Verw. bis: **2023-04**

Qualität: **qualitatives Testpapier**
Farbe → Farbumschlag: **weiß → blau**
Testkeime: **Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (Positivkontrolle)**
Escherichia coli ATCC 8739 (Negativkontrolle)

Das Produkt wurde nach Herstellungsanweisung Nr. HA6221 hergestellt und nach Prüfanweisung Nr.: PA6221 geprüft. Die Charge ist zum Verkauf freigegeben.

Sebnitz, den 27.04.2022

gez. Dr. C. Seidel
Gütekontrolle