

Hikoneb 908 DC



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)	290 x 226 x 108mm
Gewicht	3kg
Verneblerleistung	2.3ml/min.
Luftstrom	max. 19l/min
Partikelgröße (MMAD)	< 4 µm
Ultraschall- frequenz	1.7 MHz
Funktionsweise	kontinuierlich
Stromversorgung	230V; 50/60Hz
Betriebsbedingung	5°C – 40°C / 10% - 95% (nicht-kondensierend)
Transport- und Lagerbedingungen	-30°C - 70°C/15%-95% (nicht-kondensierend)
Kapazität Verneblerkammer	0.743l

Der Hikoneb 908 DC ist ein leistungsstarker und professioneller Ultraschallvernebler, der insbesondere für die Luftraumbefeuchtung, Sputuminduktion sowie für eine hochwirksame Aerosoltherapie konzipiert wurde. Der Ultraschallvernebler wurde mit besonderem Blick auf den Patienten und auf das Pflegepersonal entwickelt. Das Gerät ist daher einfach zu bedienen und eignet sich ideal für den Einsatz in Kliniken und Arztpraxen.

Die Bedienung des Hikoneb 908 DC erfolgt mühelos und unkompliziert. Ein benutzerfreundliches Menü, welches über Drucktasten angesteuert wird, ermöglicht patientenspezifische Einstellungen der vom Arzt empfohlenen Parameter: Aerosolvolumen, Gebläseleistung und Heizfunktion für eine effektive Inhalations-Therapie. Darüber hinaus verfügt der Hikoneb 908 DC Ultraschallvernebler über eine Timerfunktion für eine effiziente Aerosolbehandlung.

Merkmale & Vorteile

- Digitales Bedienfeld, ermöglicht eine präzise und einfache Bedienung
- Integrierte Timerfunktion bis zu 90 Min. einstellbar
- 4-fach verstellbare Gebläseleistung
- 4-fach verstellbares Aerosolvolumen
- Heizelement inklusive
- 5-Fuß Fahrgestell enthalten
- Akustischer Alarm bei niedrigem Wasserstand
- Bewährt für den Dauereinsatz

Hauptanwendungsgebiete

- Asthma
- Akute Bronchitis
- Chronische Bronchitis
- Mukoviszidose
- Laryngitis
- Sputuminduktion
- Medikamentenverneblung

Der Ultraschallvernebler Hikoneb 908 DC ist komplett ausgestattet mit Heizelement, einem 5-Fuß Fahrgestell, Medikamentenbecher, sowie reichhaltigem Zubehör zur Montage.

Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0
kontakt@devilbisshc.com

CE 0483
www.drivedevilbiss-int.com

drive
DeVilbiss®
HEALTHCARE